

Mikrobioloogias kasutatavate proovivõtutarvikute MUUDATUS

Alates 1.detsembrist 2018 alustatakse üleminekut senistelt geeltransportsöötmetelt vedelate transportsöötmetele.

Seniseid Amies geeliga transpordisöötmeid (sinine jämeda tampooniga ja oranž peenikese tampooniga) hakkavad asendada Amies vedelad transpordisöötmed (Copan toodete korral vastavalt roosa ja oranži korgiga eSwab katsutid). Rooja/rektaalkaape jaoks asendab senist Cary Blair geeliga transpordisöödet vastav vedel Cary Blair transpordisööde (Copan toote korral roheline korgiga FecalSwab).

Transportsöötmete vahetuse põhjused:

1. vedelad transpordisöötmed tagavad paremine mikroobide eluvõime säilimise;
2. uued universaalsed süsteemid sobivad nii külvi kui ka molekulaarsete uuringute jaoks: pole vaja võtta mitut proovi kui soovitakse nii külvi kui PCR uuringut – need saab teha ühest tampoonist.

Laovarude lõppemiseni väljastame ja võtame vastu ka seniseid transportsüsteeme.

Teavitus allergiasegu ex73 IgE/Sulgede segu 73 tellimise

muudatusest

Käesolevaga anname teada, et alates 2018.a maist on analüüsi ex73 IgE/Sulgede segu 73 (hane-, kana-, pardi-, papagoisuled) reaktiivi tootmine tootja poolt lõpetatud kliiniliselt vähem oluliste ja harva kasutatavate allergeenide tõttu, mispärast seda analüüsi enam ei teostata. Edaspidi soovitame ex73 segu asemel tellida ex71 IgE/Sulgede segu 71 (hane-, kana-, pardi-, kalkunisuled).