

## SYNLAB Eesti OÜ analüüside hinnakiri ja koondtabel tervishoiuteenuse pakkujale (al 01.01.2025)

Erakliendi hinnakirja vaata portaalist [MINU.SYNLAB.EE](http://MINU.SYNLAB.EE)

**NB!** Enne seerumi eraldamist lase verel hõübida 30-45 min.

Kui Te ei leia soovitud analüüsi allolevast tabelist, siis palun kirjutage klienditugi@synlab.ee.

Analüüside loetelu koos LOINC-koodidega vaata siit või tee päring TEHIKu e-labori haldamise rakenduses (eLHR)

\* Iga tervisekontrolli pakett sisaldab ka proovivõtu teenust.

\*\* Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.

\*\*\* Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.

\*\*\*\*Kliiniliselt olulise külvitulemuse korral teostatakse automaatselt lisauuringud: samastamine (haigekassa koodidega 66522/66521/66523) ning antibiogrammi määramine (haigekassa koodidega 66531/66530). Lisanduvate teenuste maht sõltub väljakasvanud patogeeni iseloomust ja hulgast.

\*\*\*\*\*Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga.

ALLERGIA UURINGU D	Lühend	LOINC	Uuritav materjal ja kogus	HK kood	Hind (€)	Vastuse saamise maksimum aeg **	Proovimat erjali säilivuse ja transpordi tingimused	Vahendata v
--------------------	--------	-------	---------------------------	---------	----------	---------------------------------	---	-------------

Eosinofiilsete granulooside katioonneproteiin	S-ECP	25638-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Tsentrifugi ja proov 60 - 120 min pärast verevõttu. Mitte varem ega hiljem, et vältida valemadalaid ja valekõrgeid tulemusi. Eraldada seerum eraldi katsutisse, kuna vererakkudest edasi vabanev ECP võib põhjustada selle valekõrgeid tulemusi. Eraldatud seerum säilib toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult.	ei
IgE paneel (ISAC)	S-ISAC IgE	L-5084	Seerum 1 mL	66715 x 4	602,2	28 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Immuunglobuliin E	S-IgE	19113-0	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Kiivi Act d 8 (PR-10 valk) IgE	S-f430 IgE	64959-0	Seerum 1 mL	66708	14,74	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

ALLERGIA UURINGU D (komponent)	Lühend	LOINC	Uuritav materjal ja kogus	HK kood	Hind (€)	Vastuse saamise maksimum aeg **	Proovimat erjali säilivuse ja transpordi tingimused	Vahendata v
Aspergillus oryzae Asp o 21 (alfaamülaas) IgE	S-k87 IgE	7073-0	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Aureobasidium pullulans IgE	S-m12 IgE	6029-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	Toatemperatuuril 14 päeva	jah
Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1 (tsüsteiini proteaas) IgE	S-d202 IgE	88708-3	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Dermatophagoides pteronyssinus Der p 10 (tropomüosiin) IgE	S-d205 IgE	63463-4	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Dermatophagoides pteronyssinus Der p 2 (NPC2 perekond) IgE	S-d203 IgE	63457-6	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Dermatophagoides pteronyssinus Der p 23 (peritrofiini sarnane valk) IgE	S-d209 IgE	96278-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Fusarium moniliforme IgE	S-m9 IgE	6121-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	Toatemperatuuril 14 päeva	jah

Herilasmürgi Ves v 1 (fosfolipaas A1B) IgE	S-i211 IgE	66714-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Herilasmürgi Ves v 5 (antigeen 5) IgE	S-i209 IgE	60240-9	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
India pähkli Ana o 3 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE	S-f443 IgE	82539-8	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Karpkala Cyp c 1 (parvalbumiin) IgE	S-f355 IgE	66445-8	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Kase õietolmu Bet v 1 (PR-10 valk) IgE	S-t215 IgE	30984-9	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Kassi Fel d 1 (uteroglobiin) IgE	S-e94 IgE	64975-6	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Kassi Fel d 2 (seerumi albumiin) IgE	S-e220 IgE	19732-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Kassi Fel d 4 (lipokaliin) IgE	S-e228 IgE	64976-4	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

Koera Can f 1 (lipokaliin) IgE	S-e101 IgE	58773-3	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Koera Can f 2 (lipokaliin) IgE	S-e102 IgE	58772-5	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Koera Can f 3 (seerumi albumiin) IgE	S-e221 IgE	19738-4	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Koera Can f 5 (arginiini esteraas / prostata kallikreiin) IgE	S-e226 IgE	64973-1	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Kreeka pähkli Jug r 1 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE	S-f441 IgE	81790-8	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Kreeka pähkli Jug r 3 (nsLTP) IgE	S-f442 IgE	81789-0	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Kreveti Pen a 1 (tropom üosiin) IgE	S-f351 IgE	58986-1	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Lateksi Hev b 1 (kummi pikenemise faktor) IgE	S-k215 IgE	50646-9	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah

Lateksi Hev b 11 (kitinaas) IgE	S-k224 IgE	50647-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Lateksi Hev b 3 (väikese kummiosak ese valk) IgE	S-k217 IgE	56595-2	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Lateksi Hev b 5 (happeline valk) IgE	S-k218 IgE	56596-0	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Lateksi Hev b 6.02 (heveiin) IgE	S-k220 IgE	50649-3	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Lateksi Hev b 8 (profiliin) IgE	S-k221 IgE	56597-8	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Lehmapiim a Bos d 4 (a lfalaktalbumiin) IgE	S-f76 IgE	7445-0	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Lehmapiim a Bos d 5 (b eetalaktoglobuliin) IgE	S-f77 IgE	41397-1	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Lehmapiim a Bos d 8 (kaseiin) IgE	S-f78 IgE	6062-4	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei

Maapähkli Ara h 1 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE	S-f422 IgE	58779-0	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	Toatempera tuuril 14 päeva	jah
Maapähkli Ara h 2 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE	S-f423 IgE	58778-2	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Maapähkli Ara h 3 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE	S-f424 IgE	58777-4	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	Toatempera tuuril 14 päeva	jah
Maapähkli Ara h 6 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE	S-f447 IgE	90880-6	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	Toatempera tuuril 14 päeva	jah
Maapähkli Ara h 8 (PR-10 valk) IgE	S-f352 IgE	63477-4	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Maapähkli Ara h 9 (nsLTP) IgE	S-f427 IgE	64965-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	Toatempera tuuril 14 päeva	jah
Mesilasmür gi Api m 1 (fosfolipaas A2) IgE	S-i208 IgE	60421-5	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Muna Gal d 4 (üsosüüm) IgE	S-k208 IgE	11182-3	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei

Munavalge Gal d 1 (ovomukoid) IgE	S-f233 IgE	7557-2	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Munavalge Gal d 2 (ovalbumiin) IgE	S-f232 IgE	7556-4	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Munavalge Gal d 3 IgE (konalbumiin/ovotransferriin) IgE	S-f323 IgE	25615-6	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Nisu Tri a 14 (nsLTP) IgE	S-f433 IgE	64966-5	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Nisu Tri a 19 (omega-5-gliadiin) IgE	S-f416 IgE	58752-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Õuna Mal d 3 (nsLTP) IgE	S-f435 IgE	81791-6	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Sarapuupähkli Cor a 1 (PR-10 valk) IgE	S-f428 IgE	69421-6	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Sarapuupähkli Cor a 14 (säilitusvalk, 2S albumiin) IgE	S-f439 IgE	81788-2	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei



Sarapuupä hkli Cor a 9 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE	S-f440 IgE	65765-0	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Selleri Api g 1.01 (PR-10 valk) IgE	S-f417 IgE	64960-8	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Soja Gly m 4 (PR-10 valk) IgE	S-f353 IgE	63476-6	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Soja Gly m 5 (säilitusvalk, 7S globuliin) IgE	S-f431 IgE	73719-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Soja Gly m 6 (säilitusvalk, 11S globuliin) IgE	S-f432 IgE	65772-6	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Timuti õietolmu PhI p 1 (heintaimed e grupp 1), PhI p 5b (heintaimed e grupp 5) IgE	S-g213 IgE	34429-1	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Timuti õietolmu PhI p 7 (polkaltsiin) IgE	S-g210 IgE	30999-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei

Tursa Gad c 1 (parvalbumiin) IgE	S-f426 IgE	63473-3	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Virsiiku Prup 1 (PR-10 valk) IgE	S-f419 IgE	58776-6	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Virsiiku Prup 4 (profiliin) IgE	S-f421 IgE	58775-8	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
<b>ALLERGIA UURINGU D (segu)*****</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimaterjali säilivuse ja transporditingimused</b>	<b>Vahendatav</b>
Segu ex1: kassi epiteeli, kassi, koera, hobuse, lehma kõõma IgE	S-ex1 IgE	30185-3	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Segu ex70: merisea, jänese, hamstri epiteeli, roti, hiire IgE	S-ex70 IgE	71370-1	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
Segu ex71: hane-, kana-, pardi-, kalk unisulgede IgE	S-ex71 IgE	72279-3	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

Segu ex72: viirpapagoi, kanaarilinnu , vindi, parakeedi, papagoi sulgede IgE	S-ex72 IgE	73713-0	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Segu fx1: maa-, sarapuu-, para-, kook ospähkli, mandli IgE	S-fx1 IgE	46708-4	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
Segu fx15: apelsini, õuna, virsiku, banaani IgE	S-fx15 IgE	69958-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Segu fx16: maasika, pimi, sidruni, ananassi IgE	S-fx16 IgE	31006-0	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Segu fx2: tursa, kreveti, rannakarbi, tuunikala, lõhe IgE	S-fx2 IgE	46712-6	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Segu fx20: nisu, rukki, odra, riisi IgE	S-fx20 IgE	46713-4	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Segu fx22: india-, pekaani-, kreeka-, pis taatsiapähkl i IgE	S-fx22 IgE	46707-6	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah

Segu fx3: nisu, kaera, maisi, tatra, seesamisee mne IgE	S-fx3 IgE	52972-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Segu fx5: munavalge, piima, nisu, tursa, maapähkli, soja IgE	S-fx5 IgE	30187-9	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Segu fx70: estragoni, majoraani, tüümiani, leesputke IgE	S-fx70 IgE	73712-2	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Segu fx73: sea-, veise-, kanaliha IgE	S-fx73 IgE	69922-3	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Segu gx1: kera-, aru-, raiheina, timuti, aasnumika IgE	S-gx1 IgE	30189-5	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Segu hx2: kodutolmu, Dermatoph agoides pte ronyssinus, Dermatoph agoides farinae, prussaka IgE	S-hx2 IgE	37987-5	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei

Segu mx1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata IgE	S-mx1 IgE	41742-8	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Segu mx4: Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus terreus, Aspergillus fumigatus IgE	S-mx4 IgE	82085-2	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Segu tx5: lepa, sarapuu, paju, jalaka, papli IgE	S-tx5 IgE	69959-5	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Segu tx9: lepa, sarapuu, paju, kase, tamme IgE	S-tx9 IgE	71371-9	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Segu wx3: puju, süstlehise teelehe, valge hanemaltsa, hariliku kuldvitsa, kõrvenõges e IgE	S-wx3 IgE	46709-2	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei

Segu wx5: hariliku ambrosia, puju, härjasilma, võilille, hariliku kuldvitsa IgE	S-wx5 IgE	63197-8	Seerum 1 mL	66708	14,74	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Sõeluuring Phadiatop (D. pteronyssinus, Cladosporium, kassi epiteel, koera kõõm, hobuse kõõm, kask, timut, puju)	S-Phadiatop	7599-4	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
<b>ALLERGIA UURINGU D (üksikallergeen)</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimat erjali säilivuse ja transpordi tingimused</b>	<b>Vahendata v</b>
Aasnumika õietolmu IgE	S-g8 IgE	6153-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Acremonium kiliense IgE	S-m202 IgE	6066-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Aedoa IgE	S-f15 IgE	6279-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah

Aedsalati IgE	S-f215 IgE	6161-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Alternaria alternata IgE	S-m6 IgE	6020-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Ananassi IgE	S-f210 IgE	6218-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Anisakise IgE	S-p4 IgE	10919-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Apelsini IgE	S-f33 IgE	6194-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Aprikoosi IgE	S-f237 IgE	7091-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Arbuusi IgE	S-f329 IgE	7770-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Aruheina õietolmu IgE	S-g4 IgE	6169-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei

Ascaris IgE	S-p1 IgE	6022-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Aspergillus fumigatus IgE	S-m3 IgE	6025-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Aspergillus versicolor IgE	S-Gm25 IgE	6027-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Austri IgE	S-f290 IgE	7558-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
Avokaado IgE	S-f96 IgE	6033-5	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Baklapaani IgE	S-f262 IgE	7296-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Banaani IgE	S-f92 IgE	6035-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Basofiilide aktivatsiooni test paratsitamoolile	B-c55 BAT	A-5574	EDTA veri 0,5 mL	66716	52,59	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi	jah
Brokoli IgE	S-f260 IgE	6052-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah



Candida albicans IgE	S-m5 IgE	6059-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Chaetomium globosum IgE	S-m208 IgE	7200-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Cladosporium cladosporioides IgE	S-Gm26 IgE	56729-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Cladosporium herbarum IgE	S-m2 IgE	6075-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Dermatophagoides farinae IgE	S-d2 IgE	6095-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Dermatophagoides pteronyssinus IgE	S-d1 IgE	6096-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Estragoni IgE	S-f272 IgE	11202-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Forelli IgE	S-f204 IgE	6268-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah

Formaldehüüdi IgE	S-k80 IgE	6119-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi IgE	S-o215 IgE	73837-7	Seerum 0,5 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Gliidiini IgE	S-f98 IgE	82583-6	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Gluteeni IgE	S-f79 IgE	6125-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Glycophagus domesticus IgE	S-d73 IgE	6126-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Guarkummi IgE	S-f246 IgE	10933-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Hamstri epiteeli IgE	S-e84 IgE	6135-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Hanemaltsa IgE	S-w10 IgE	6156-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

Hanesulgede IgE	S-e70 IgE	6129-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Hariliku saare IgE	S-t25 IgE	60238-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Heeringa IgE	S-f205 IgE	6139-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
Herilasmürgi IgE	S-i3 IgE	6740-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Herne IgE	S-f12 IgE	6204-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Hirsi IgE	S-f55 IgE	6175-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Hobukastani õietolmu IgE	S-t203 IgE	7220-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Hobuse kõõma IgE	S-e3 IgE	6143-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Homaari IgE	S-f80 IgE	6165-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

Hurmaa IgE	S-f301 IgE	10947-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
India pähkli IgE	S-f202 IgE	6718-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Ingveri IgE	S-f270 IgE	7335-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Isotsüanaat HDI IgE	S-k77 IgE	7429-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Isotsüanaat MDI IgE	S-k76 IgE	7430-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Isotsüanaat TDI IgE	S-k75 IgE	7431-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Jaaniõunapuu IgE	S-f296 IgE	7179-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Jaapani makrelli IgE	S-f50 IgE	10925-6	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah

Jaapani noolkalmaari IgE	S-f58 IgE	14038-4	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Jaapani stauriidi IgE	S-f60 IgE	11184-9	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Jalaka õietolmu IgE	S-t8 IgE	6109-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Kaera IgE	S-f7 IgE	6190-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Kaheksajala IgE	S-f59 IgE	10944-7	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Kakao IgE	S-f93 IgE	6080-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Kalkuniliha IgE	S-f284 IgE	6271-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Kalkunisulgede IgE	S-e89 IgE	7753-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

Kalmaari IgE	S-f258 IgE	6858-5	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Kammkarbi IgE	S-f338 IgE	7691-9	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Kanaliha IgE	S-f83 IgE	6071-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Kanasulged e IgE	S-e85 IgE	6070-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Kaneeli IgE	S-f220 IgE	6837-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Kapsa IgE	S-f216 IgE	7169-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Karmiinpunase IgE	S-f340 IgE	25609-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Kartuli IgE	S-f35 IgE	6220-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Kase õietolmu IgE	S-t3 IgE	15283-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei

Kassi epiteeli, kõõma IgE	S-e1 IgE	6833-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Kastanipuu õietolmu IgE	S-t206 IgE	6069-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Keraheina õietolmu IgE	S-g3 IgE	6195-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Kiivi IgE	S-f84 IgE	6154-9	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Kikerherne IgE	S-f309 IgE	7573-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Kimalase IgE	S-i205 IgE	6056-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Kirsi IgE	S-f242 IgE	6719-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Kloorheksid iini IgE	S-c8 IgE	66717-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Koera kõõma IgE	S-e5 IgE	6098-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei

Kohvi IgE	S-f221 IgE	6083-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Kookospähkli IgE	S-f36 IgE	6081-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Köömne IgE	S-f265 IgE	7178-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Koriandri IgE	S-f317 IgE	16650-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Körvenõgese õietolmu IgE	S-w20 IgE	6186-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Kõrvitsa IgE	S-f225 IgE	6854-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Krabi IgE	S-f23 IgE	6092-1	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Kreeka pähkli IgE	S-f256 IgE	6273-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei



Kreveti IgE	S-f24 IgE	6246-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Kummeli õietolmu IgE	S-w206 IgE	6057-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Kummiaraa biku IgE	S-f297 IgE	7382-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Kurgi IgE	S-f244 IgE	6724-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Küüliku epiteeli IgE	S-e82 IgE	6223-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Kuuse õietolmu IgE	S-t201 IgE	6857-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Küüslaugu IgE	S-f47 IgE	6122-6	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Läätse IgE	S-f235 IgE	7458-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah

Laimi IgE	S-f306 IgE	7464-1	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Lamba epiteeli IgE	S-e81 IgE	6243-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Lambaliha IgE	S-F88 IgE	6155-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Lateksi IgE	S-k82 IgE	6158-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Lehma kõõma IgE	S-e4 IgE	6091-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Lehmapiim a IgE	S-f2 IgE	7258-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Lepa õietolmu IgE	S-t2 IgE	15284-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Lepidoglyphus destructor IgE	S-d71 IgE	6160-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah

Lesta IgE	S-f254 IgE	10959-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Liivahiire epiteeli IgE	S-e209 IgE	7334-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Lillkapsa IgE	S-f291 IgE	6835-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Lõhe IgE	S-f41 IgE	6237-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Lupiini õietolmu IgE	S-w207 IgE	11180-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Maapähkli IgE	S-f13 IgE	6206-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Maasika IgE	S-f44 IgE	6257-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Maisi IgE	S-f8 IgE	6087-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Makrelli IgE	S-f206 IgE	7474-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah

Malassezia spp. IgE (Pityrosporum orbiculare IgE)	S-m227 IgE	51857-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Mandariini IgE	S-f302 IgE	7731-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Mandli IgE	S-f20 IgE	6019-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Mango IgE	S-f91 IgE	6167-1	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Männi õietolmu IgE	S-t16 IgE	6282-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Meloni IgE	S-f87 IgE	57884-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Merisea epiteeli IgE	S-e6 IgE	6134-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Mesilasmürgi Api m 10 (ikarapiin) IgE	S-i217 IgE	82613-1	Seerum 0,5 mL	66708	14,74	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah

Mesilasmürgi IgE	S-i1 IgE	6844-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Munakollase IgE	S-f75 IgE	6107-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Munavalge IgE	S-f1 IgE	6106-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Musta pipra IgE	S-f280 IgE	6045-9	Seerum 1 ml	66707	10,49	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Nelma IgE	S-f384 IgE	7775-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Nisu IgE	S-f4 IgE	6276-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Odra IgE	S-f6 IgE	6037-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Oliivi IgE	S-f342 IgE	21428-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

Õlipalmi õietolmu IgE	S-t223 IgE	40790-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Õuna IgE	S-f49 IgE	6021-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Päevalillese emne IgE	S-k84 IgE	6258-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Päideroo õietolmu IgE	S-g71 IgE	6058-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
Paju õietolmu IgE	S-t12 IgE	6285-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Papagoisul gede IgE	S-e213 IgE	6202-6	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Papli õietolmu IgE	S-t14 IgE	6090-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Paprika IgE	S-f218 IgE	7563-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Parapähkli IgE	S-f18 IgE	6050-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei

Pardisulged e IgE	S-e86 IgE	6100-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Pärmi IgE	S-f45 IgE	6287-7	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Parmu IgE	S-i204 IgE	6144-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Pärna õietolmu IgE	S-t208 IgE	11179-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Pekaanipäh kli IgE	S-f201 IgE	6208-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Penicillium notatum IgE	S-m1 IgE	6212-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Penitsilliin G IgE	S-c1 IgE	6851-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Penitsilliin V IgE	S-c2 IgE	6210-9	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei

Peterselli IgE	S-f86 IgE	6203-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Pikõa IgE	S-f42 IgE	7384-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Pilliroo õietolmu IgE	S-g7 IgE	6228-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Pistaatsiap ähkli IgE	S-f203 IgE	7613-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Porgandi IgE	S-f31 IgE	6061-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Prussaka IgE	S-i6 IgE	6078-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Puju õietolmu IgE	S-w6 IgE	6183-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Punase aedoa IgE	S-f287 IgE	7129-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah



Raiheina õietolmu IgE	S-g5 IgE	7369-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Rannakarbi IgE	S-f37 IgE	6048-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Rapsiseemne IgE	S-f316 IgE	11195-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Riisi IgE	S-f9 IgE	6230-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Rohelise aedoa IgE	S-f315 IgE	6831-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Roti IgE	S-e87 IgE	19753-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Rukki IgE	S-f5 IgE	7674-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Rukki õietolmu IgE	S-g12 IgE	6236-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah

Sääse IgE	S-i71 IgE	6177-0	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Sabiina kadaka õietolmu IgE	S-t6 IgE	6178-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Saida IgE	S-f413 IgE	11191-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Sarapuu õietolmu IgE	S-t4 IgE	6137-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Sarapuupä hkli IgE	S-f17 IgE	6136-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Sardiini IgE	S-f61 IgE	30989-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Sea epiteeli IgE	S-e83 IgE	6262-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Sealiha IgE	S-f26 IgE	6219-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei

Seemnevedeliku IgE	S-o70 IgE	6240-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Seesamiseemne IgE	S-f10 IgE	6242-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Selleri IgE	S-f85 IgE	6065-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Shampinjonii IgE	S-f212 IgE	6848-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Sibula IgE	S-f48 IgE	6193-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Sidruni IgE	S-f208 IgE	6159-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Sinepi IgE	S-f89 IgE	6185-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Sipelga IgE	S-i70 IgE	6117-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Soja IgE	S-f14 IgE	6248-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

Spargli IgE	S-f261 IgE	7099-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Spinati IgE	S-f214 IgE	6856-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Staphylococcus aureus enterotoksiin A IgE	S-m80 IgE	25821-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Staphylococcus aureus enterotoksiin B IgE	S-m81 IgE	25822-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Staphylococcus aureus enterotoksiin C IgE	S-m223 IgE	25824-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Staphylococcus aureus enterotoksiin TSST IgE	S-m226 IgE	51856-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Suksametoniumi IgE	S-c202 IgE	11201-1	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	Toatemperatuuril 2 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Tammeõietolmu IgE	S-t7 IgE	6189-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

Tatra IgE	S-f11 IgE	6054-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Tõillipira IgE	S-f279 IgE	7591-1	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Tõintõilja epiteeli IgE	S-e208 IgE	30987-2	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Tee IgE	S-f222 IgE	6264-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Teelehe õietolmu IgE	S-w9 IgE	6110-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Thermoactinomyces vulgaris IgE	S-Gm23 IgE	56728-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Timuti õietolmu IgE	S-g6 IgE	6265-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Tomati IgE	S-f25 IgE	6266-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei

Trichophyton rubrum IgE	S-m205 IgE	6860-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Tsefakloori IgE	S-c7 IgE	19733-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Tseftriaksoon IgE	S-c303 IgE	16569-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Tuhkru epiteeli IgE	S-e217 IgE	11172-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Tursa IgE	S-f3 IgE	6082-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Tuunikala IgE	S-f40 IgE	6270-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Tuvisulgede IgE	S-e215 IgE	10948-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Tyrophagus putrescentiae IgE	S-d72 IgE	6256-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Vaarika IgE	S-f343 IgE	7656-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

Vanilje IgE	S-f234 IgE	7756-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Vapsikumürgi IgE	S-i75 IgE	15342-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Veenuskarp laste IgE	S-f207 IgE	6076-4	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Veiseliha IgE	S-f27 IgE	6039-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Viinamarja IgE	S-f259 IgE	6841-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Viirpapagoi sulgede IgE	S-e78 IgE	6030-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Virsiku IgE	S-f95 IgE	6205-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Võilille õietolmu IgE	S-w8 IgE	6097-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei

Pelatiini IgE	S-c74 IgE	7332-0	Seerum 0,5 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
<b>AUTOIMM UUNUURI NGUD</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimat erjali säilivuse ja transporditingimused</b>	<b>Vahendatav</b>
Basaalganglionide IgG	S-ABGA IgG	A-5516	Seerum 1 mL	66712	31,74	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
DNA kaksikahela IgG	S-dsDNA IgG	33800-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Ekstraheeritava tuumantigeenide IgG paneel (Sm, U1RNP, SSA, SSB, Scl70, Jo1, CENPB)	S-ENA IgG	L-5379	Seerum 1 mL	66707 x 7	73,43	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Endomüsiumi IgA	S-EMA IgA	27038-9	Seerum 1 mL	66712	31,74	5 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva	ei
Endomüsiumi IgG	S-EMA IgG	49726-3	Seerum 1 mL	66712	31,74	5 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva	ei



Fibrillariini IgG	S-Fibrillarin IgG	82393-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperaatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Gliadiini IgA	S-AGA IgA	58709-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperaatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Gliadiini IgG	S-AGA IgG	58710-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperaatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Glutamaadi dekarboksülaasi 65 antikehad	S-GAD65 Ab	56540-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	7 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
Insuliini IgG	S-IAA IgG	8072-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	7 tööpäeva	Toatemperaatuuril 24 tundi, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) IgG	S-Jo1 IgG	35333-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperaatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

Kardioliipiini IgG	S-ACLA IgG	3181-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Koe transglutaminaasi IgA	S-tTG IgA	46128-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Koe transglutaminaasi IgG	S-tTG IgG	56537-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

Krüoglobuliinid	S-Cryo	5117-7	Paastuseerum 5-10 mL	66132	105,48	7 tööpäeva	Enne verevõtmist peab patsient viibima 30 minutit soojas ruumis. Katsuti (geelita lisanditeta) ja näel peavad olema vähemalt 1 tund seisnud 37 °C juures. Punkteerida tuleb soojade kätega ning võetud veri peab seisma termostaadis 37 °C juures vähemalt 4 tundi. Seejärel eraldada seerum katsutisse, hoida ja transportida 2-8 °C püsti asendis.	ei
NB! Kasutusel ainult Tallinna laboris ja eelnevalt teavitada laborit!								
Maksa- neeru mikrosoomide IgG	S-LKMA IgG	14272-9	Seerum 1 mL	66712	31,74	5 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva	ei

Mi2 IgG	S-Mi2 IgG	56637-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatempera tuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Mitokondri IgG	S-AMA IgG	56632-3	Seerum 1 mL	66712	31,74	5 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva	ei
Müeliiniga seotud glükoproteiini antikehad	S-MAG Ab	17310-4	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatempera tuuril 48 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Müeloperok südaasi IgG	S-MPO IgG	48404-8	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatempera tuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Müosiitide IgG paneel (immunoblot)	S-Myositis IgG panel IB	L-3968	Seerum 0,5 mL	66716	52,59	7 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva, tugev (++++) hemolüüs, lipeemia ja ikterus võivad mõjutada analüüside tulemusi	ei
Neutrofiilide tsütoplasm a IgG	S-ANCA IgG panel	L-3174	Seerum 1 mL	66712	31,74	5 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva	ei

Paljuneva raku tuuma antigeeni IgG	S-pCNA IgG	A-4574	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
PCA, sisemise faktori IgG paneel	S-PCA, IF IgG	L-3172	Seerum 1 mL	66716	52,59	5 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva	ei
PM/Scl IgG	S-PM/Scl IgG	31562-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Proteinaas 3 IgG	S-PR3 IgG	48408-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Ribosomaalse P-proteiini IgG	S-Rib P Prot IgG	53892-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
RNA polümeraas III IgG	S-RP III IgG	79182-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

Sc170 IgG	S-Sc170 IgG	47322-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Silelihaskoe IgG	S-SMA IgG	47977-4	Seerum 1 mL	66712	31,74	5 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva	ei
Sm IgG	S-Sm IgG	33564-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
SSA IgG	S-SSA IgG	29964-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
SSB IgG	S-SSB IgG	29965-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot)	S-SCL IgG IB paneel	L-2078	Seerum 1 mL	66716	52,59	7 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva	ei

Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG (segu: U1RNP, SSA, SSB, CENPB, Scl70, Jo1, Fibrillarin, RPIII, Rib P Prot, PM/Scl, PCNA, Mi2, Sm, DNA)	S-CTD IgG	63391-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Titini IgG	S-Titin IgG	83000-0	Seerum 1 mL	66709	32,62	10 tööpäeva	Toatemperatuuril 2 tundi, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Tsentromeeri IgG	S-Centr IgG	31290-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi IgG	S-CCP IgG	33935-8	Seerum 1 mL	66708	14,74	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Tuumavastane IgG paneel (IIF)	S-ANA IgG IIF paneel	L-4493	Seerum 1 mL	66712	31,74	5 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva	ei

Tuumavastase IgG tüpi seerimine (RNP/Sm, Sm, SSA, Ro-52, SSB, Scl-70, PM/Scl, Jo-1, PCNA, CENP-B, dsDNA, histoonid, nukleosoomid, RibP, AMA-M2, DFS70)	S-ANA Typ	43119-7	Seerum 1 mL	66715	150,55	7 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva	ei
U1 ribonukleoproteiini IgG	S-U1RNP IgG	56548-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
<b>GENEETILISED UURINGUD</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimaterjali säilivuse ja transporditingimused</b>	<b>Vahendatav</b>
Alfa-1-antitriipsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonid (Z ja S alleelid)	B-SERPINA1	L-1422	EDTA veri 3 mL	66610	75,2	12 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei



Apolipoproteiin E genotüüp	B-ApoE-D	21619-2	EDTA veri 3 mL	66616	119,94	12 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Ataksia - geenimutatsioonide paneel (NGS)	B-Ataxia genes NGS	A-5641	EDTA veri 1 mL	66618 x 3	1026,48	28 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
CYP2C9 geeni c.430C>T ja c.1075A>C mutatsioonid	B-CYP2C9	46724-1	EDTA veri 2,7 mL	66610	75,2	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
Epilepsia - geenimutatsioonide paneel (NGS)	B-Epilepsy genes NGS	A-5640	EDTA veri 1 mL	66618 x 3	1026,48	28 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Farmakogeneetika DNA paneel		51962-9	EDTA veri 3 mL, suulimaskestakabe 1 mL	66610 x 2, 66616	270,34	21 tööpäeva	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidid kordused	B-FMR1 repeats	21759-6	EDTA veri 3 mL	66618	342,16	28 tööpäeva	Toatemperatuuril 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult. Vältige äärmuslikke temperatuurimuutusi.	jah

Gilberti sündroom - UGT1A1 geeni mutatsiooni määramine (lookus 2q37)	B-UGT1A1	72508-5	EDTA veri 3-5 mL	66616	119,94	14 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
HLA-A alleelid	B-HLA-A DNA	13298-5	EDTA veri 2,7 mL	66619	136,05	14 tööpäeva	Toetemperatuuril 7 päeva	jah
HLA-B*27 DNA	B-HLA-B27 DNA	26043-0	EDTA veri 2,7 mL	66608	22,61	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
HLA-B*57:01 DNA	B-HLA B*5701	50956-2	EDTA veri 2,7 mL	66619	136,05	7 tööpäeva	Toetemperatuuril v?i 2-8 °C 7 päeva	jah
HLA-DQ2 ja HLA-DQ8 geenide uuring	B-HLA DQ2/DQ8	L-2972	EDTA veri 2,7 mL	66608 x 3	67,83	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
HLA-DRB1 DNA	B-HLA-DRB1 DNA	57298-2	EDTA veri 2,7 mL	66620	127,97	14 tööpäeva	Toetemperatuuril v?i 2-8 °C 7 päeva (NB! mitte külmutada)	jah
Homotsüst eiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel	B-MTHFR-gene panel	L-1357	Veri 3 mL	66616	119,94	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
Hüperlipideemia - geenimutatsioonide paneel (NGS)	B-Hyperlipidemia NGS	L-5578	EDTA veri 1 mL	66618 x 2	684,32	28 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant	B-LCT c.-13910C>T	58924-2	EDTA veri 2,7 mL	66608	22,61	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant	Mo-LCT c.-13910C>T	58924-2	Suulimaskestakaabe	66608	22,61	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
JAK2 geeni p.V617F mutatsioon	B-JAK2 p.V617F DNA	43399-5	EDTA veri 2,7 mL	66616	119,94	12 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva (NB! mitte külmutada)	jah
Jodotüroniini deiodinaas tüüp 2 geeni mutatsioonid rs225014 T>C (T92A)	B-DIO2-D	A-5457	EDTA veri 3 mL	66610	75,2	12 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Loote rakuvaba DNA analüüs ema verest	B-NIPT	77018-0	Veri 10 mL (NIPT katsutite komplekt)	66642	256,54	10 tööpäeva	Toatemperatuuril 4 päeva (NB! mitte külmutada)	jah
NB! Proov koguda E-K, et proov jõuaks õigeaks ajaks laborisse.								
Loote rakuvaba DNA analüüs ema verest koos sugukromosoomide määramisega	B-NIPT adv		Veri 10 mL (NIPT katsutite komplekt)		465	10 tööpäeva	Toatemperatuuril 4 päeva (NB! mitte külmutada)	jah
NB! Proov koguda E-K, et proov jõuaks õigeaks ajaks laborisse.								

MODY diabeet - geenimutatsioonide paneel (NGS)	B-MODY genes NGS	A-5639	EDTA veri 1 mL	66618 x 2	684,32	28 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Päriilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel	B-HFE mut	L-1403	EDTA veri 3 mL	66610	75,2	12 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Päriilikud kasvaja - geenimutatsioonide paneel (NGS)	B-Cancer genes NGS	97656-3	EDTA veri 1 mL	66618 x 3	1026,48	28 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Päriilikud rinna- ja munasarjakasvaja - geeni mutatsioonide paneel (NGS)	B-HBOC genes NGS	97655-5	EDTA veri 1 mL	66618 x 2	684,32	28 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Parkinsoni tõbi - geeni mutatsioonide paneel (NGS)	B-PD genes NGS	103956-9	EDTA veri 1 mL	66618 x 2	684,32	28 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Perekondlik hüperkolesteroleemia - geenimutatsioonide paneel (sekveneerimine)	B-FH genes seq	68467-0	EDTA veri 1 mL	66618 x 2	684,32	28 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
PNPLA3-geeni c.617C>G (I148M) mutatsioon	B-PNPLA3	A-5436	EDTA veri 3 mL	66610	75,2	12 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

Trombofiilia - V faktori geenide Leiden, H1299R, Y1702C ja protrombiini geeni c.*20 210G>A mutatsioonide paneel	B-Thrombophilia-gene panel	L-5581	Veri 3 mL	66608 x 2	45,22	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni mutatsioonid (NGS)	B-CFTR	21656-4	EDTA veri 5 mL	66618	342,16	40 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva (NB! mitte külmutada)	jah
<b>HEMATOLOOGILISE D UURINGU D</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimaterjali säilivuse ja transporditingimused</b>	<b>Vahendatav</b>
CD4/CD8 T-rakkude arv ja suhe	B-CD4/CD8 panel	L-2945	EDTA veri 3 mL	66718 x 2	76,8	1 tööpäev	Toatemperatuuril 24 tundi	ei
Erütrotsüütide settekiirus	B-ESR	4537-7	EDTA veri 2 mL	66200	3,64	1 tööpäev	Toatemperatuuril 4 tundi, 2-8 °C 48 tundi	ei
Hemogramm 3-osalise leukogrammi	B-CBC-3Diff	L-2124	EDTA veri 2 mL	66201	4,54	1 tööpäev	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 2 päeva	ei
Analüüsi tehakse Elva, Võru, Põltsamaa, Viljandi, Pärnu ja Maardu laboris.								
Hemogramm 5-osalise leukogrammi	B-CBC-5Diff	57021-8	EDTA veri 2 mL	66202	4,81	1 tööpäev	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 2 päeva	ei
Malaariaplasmodiumi mikroskoopia	B-Plasmodium	32700-7	EDTA veri 2 mL	66501	13,71	1 tööpäev	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 2 päeva	ei

Retikulotsüütide paneel	B-Ret panel	L-98	EDTA veri 2 mL	66203	6,56	1 tööpäev	Toatemperatuuril 6 tundi, 2-8 °C 2 päeva	ei
Vereäige mikroskoopia	B-Smear-m	L-42	EDTA veri 2 mL	66204	18,07	1 tööpäev	Toatemperatuuril 24 tundi	ei
<b>HORMOONID jm IMMUNUURINGUD</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimat erjali säilivuse ja transporditingimused</b>	<b>Vahendatav</b>
11-Desoksükortikosteron	S-11-DOC	A-4751	Seerum 1 mL	66709 x 2	65,24	3 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva	jah
17-OH-Prengnenoloon	S-17-OHPreg	6765-2	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
17-OH-Progesteroon	S-17-OHP	14569-8	Seerum 1 mL	66708	14,74	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 2 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Adrenaliin	P-Adre	2230-1	EDTA plasma 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	2-8 °C 12 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu	jah

Adrenokorti kotroopne hormoon	P-ACTH	14674-6	EDTA plasma 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	Plasma eraldada 15 minuti jooksul, 2-8 °C 24 tundi, sügavkülmu tatult 1 kuu, kui v?imalust pole sügavk ülmutada siis 24 tunni jooksul laborisse saata	ei
Aldolaas	S-Aldolase	1761-6	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatempera tuuril 8 tundi, 2-8 °C 5 päeva, sügavkülmu tatult 6 kuu	jah
Aldosteroo n	P-Aldo	15012-8	EDTA plasma 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Aldosteroo n ööpäevases uriinis	dU-Aldo	1765-7	Uriin (ööpäevane ) 10 mL	66707	10,49	7 tööpäeva	Säilitada ja saata sügav külmutatult	jah
NB! Märkida saatelehele uriini kogus ja kogumisaeg.								
Aldosteroo n/reniin	P-Aldo/P- Ren	A-3876	EDTA plasma 1 mL	66707 x 2	20,98	1 tööpäev	Enne plasma eraldamist hoida toate mperatuuril, plasma eraldada koheselt ja sügavkülmu tada	ei

Alfafetoproteiin	S-AFP	53961-9	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Androsteendioon	S-Androst	14603-5	Seerum 1 mL	66706	8,06	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Anti-Mülleri hormoon	S-AMH	38476-8	Seerum 1 mL	66716	52,59	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Antistafüloolüsiin	S-ASTA	5366-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	7 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Antistreptodornaas	S-DNAse Ab	5133-4	Seerum 1 mL	66709	32,62	3 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva	jah
B-tüüpi natriureetilise proopeptiidi N-fragment	S-NTproBNP	33762-6	Seerum 2 mL	66709	32,62	1 tööpäev	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 6 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
C-peptiid	fS-C-pept	14633-2	Paastuseerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 2 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei



Dehüdroepiandrosteron	S-DHEA	15054-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Dehüdroepiandrosteron sülg	Sal-DHEA	74361-7	Sülg 2 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 7 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Dehüdroepiandrosteronsulfaat	S-DHEAS	14688-6	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	2-8 °C 8 päeva	ei
Dihüdrotestosteron	S-DHT	15057-3	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 4 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Dopamiin	P-Dopa	2216-0	EDTA plasma 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	2-8 °C 12 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu	jah
Erütropoetiin	S-EPO	15061-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult. Soovituslik verevõtmine 7:30-12:00.	ei
Ferritiin	S-Fer	2276-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

Fibroblasti kasvufaktor 23	P-FGF-23	54390-0	EDTA plasma 1 mL	66709	32,62	10 tööpäeva	Säilitada ja saata sügavkülmutatult	jah
FMS-sarnase türosiini kinaas-1 lahustuvate retseptorite ja platsenta arse kasvufaktori paneel (sFlt-1/PlGF paneel)	S-sFlt-1/S-PlGF paneel	L-5563	Seerum 1 mL	66709 x 2	65,24	1 tööpäev	2-8 °C 2 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Folaat	fS-Fol	14732-2	Paastuseerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Folliikuleid stimuleeriv hormoon	S-FSH	15067-2	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Gangliosiidi de IgG, IgM	S-GangAb	63244-8	Seerum 1 mL	66714	40,63	7 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Gastriin	fS-Gastr	15072-2	Paastuseerum 1 mL	66709	32,62	3 tööpäeva	2-8 °C 4 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu	jah

Gastriin-17	S-Gastr 17	A-3510	Paastuseerum 2 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Pool tundi peale verevõttu eraldada 2 mL seerumi t/plasmat lisanditeta katsutisse v?i Eppendorfi, lisada 4 tilka (100?l) gastriin-17 stabilisaatorit (küside laborist). Stabilisaatoriga toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 7 päeva, sügavkülmutatult 14 päeva. Stabilisaatorita 2-8 °C 4 tundi, sügavkülmutatult 7 päeva.	ei
-------------	------------	--------	-------------------	-------	-------	------------	--	----

Gastropanel (Helicobacter pylori IgG, pepsinogen I, pepsinogen II, gastriin-17)	fP-Gastro panel	L-3505	Paastuplasma 2 mL	66707, 66709 x 3	108,35	7 tööpäeva	Pool tundi peale verevõttu eraldada 2 mL seerumi/plasmat lisanditeta katsutisse või Eppendorfi, lisada 4 tilka (100%) gastriin-17 stabilisaatorit (küside laborist). Stabilisaatoriga toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 7 päeva, sügavkülmutatult 14 päeva. Stabilisaatorita 2-8 °C 4 tundi, sügavkülmutatult 7 päeva.	ei
Histamiin	P-Histamine	34316-0	EDTA plasma 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Plasma eraldada 20 minuti jooksul, toatemperatuuril 1 tund, 2-8 °C 6 tundi, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

Homotsüst eiin	P-Hcy	13965-9	EDTA plasma 1 mL	66708	14,74	1 tööpäev	2-8 °C 14 päeva, pike majaaliselt sügavkülmutatult. Plasma eraldada võimalikult kiiresti rakkudest (30-45 min jooksul). Kui ei ole võimalik kohe tsentri fuugida, siis hoida verd jahedas. Täisveri säilib toatemperatuuril 1 tund, 2-8 °C 6 tundi. Homotsüst eiini sisaldus eraldamata plasmas kasvab iga tunniga umbes 7-10%.	ei
Hüpokretiin liikvoris	CSF-Hypocretin	91670-0	Liikvor 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 5 päeva, sügavkülmutatult 1 kuu	jah
I tüüpi prokollageeni N-fragment	S-P1NP	47255-5	Seerum 1 mL	66708	14,74	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah

III tüüpi pro kollageeni N-fragment	S-PIIINP	71792-6	Seerum 1 mL	66709	32,62	10 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Inhibiin A	S-InhibA	23883-2	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatempera tuuril 8 tundi, 2-8 °C 24 tundi, sügavkülmu tatult 1 kuu	jah
Inhibiin B	S-InhibB	56940-0	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatempera tuuril 2 tundi, 2-8 °C 48 tundi, sügavkülmu tatult 1 kuu	jah
Insuliin	fS-Ins	20448-7	Paastuseerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	Toatempera tuuril 6 tundi, 2-8 °C 3 päeva	ei
Insuliini stimulatsiooni test	S-INS panel	L-5339	Seerum 3x1 mL	66706 x 3	24,18	1 tööpäev	Toatempera tuuril 6 tundi, 2-8 °C 3 päeva	ei
Insuliinisarnane kasvufaktor 1	S-IGF-1	2484-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	Toatempera tuuril v?i 2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Insuliinisarnane kasvufaktor 2	S-IGF-2	2485-1	Seerum 1 mL	66709	32,62	16 tööpäeva	2-8 °C 4 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3	S-IGFBP-3	2483-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	Toatempera tuuril v?i 2-8 °C 24 tundi, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei

Interleukiin 1 beeta	S-IL1B	13629-1	Seerum 1 mL	66709	32,62	10 tööpäeva	2-8 °C 48 tundi, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Interleukiin 10	S-IL10	26848-2	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Sügavkülmutatult 14 päeva	jah
Interleukiin 2	S-IL-2	33939-0	Seerum 1 mL	66708	14,74	7 tööpäeva	Sügavkülmutatult 14 päeva	jah
Interleukiin 6	S-IL-6	26881-3	Seerum 1 mL	66709	32,62	1 tööpäev	2-8 °C 24 tundi, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Interleukiin 6 eesnäärme sekreedis	EPS-IL-6	49732-1	Eesnäärme sekreet 0,5 mL	66708	14,74	1 tööpäev	2-8 °C 24 tundi, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Interleukiin 6 seminaalplasmas	SemP-IL-6	49732-1	Seminaalplasma 0,5 mL	66708	14,74	1 tööpäev	2-8 °C 24 tundi, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Interleukiin 8	S-IL8	33211-4	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	2-8 °C 48 tundi, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Kaltsitoniin	fS-CT	15035-9	Paastuseerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	Toatemperatuuril 4 tundi, 4-8 °C 24 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Karnitiinide paneel	S-Karni-T	L-3369	Seerum 1 mL	66139	116,26	10 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva	jah

Kartsinoom brüonaalne antigeen	S-CEA	2039-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva	ei
Kaseiini IgG	S-f78 IgG	53829-8	Seerum 1 mL		16,6	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Kasvajaanti geen CA 125	S-CA125	10334-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva	ei
Kasvajaanti geen CA 15-3	S-CA15-3	6875-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva	ei
Kasvajaanti geen CA 19-9	S-CA19-9	24108-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva	ei
Kasvajaanti geen CA 72-4	S-CA72-4	2015-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	Toatempera tuuril 24 tundi, 2-8 °C 1 kuu, pi kemaajalise lt sügavkül mutatult	ei
Kasvajaanti geen Cyfra 21-1	S-Cyfra21	25390-6	Seerum 1 mL	66709	32,62	5 tööpäeva	2-8 °C 1 kuu, pikem aajaliselt sü gavkülmuta tult	jah
Kasvajaanti geen HE4	S-HE-4	55180-4	Seerum 1 mL	66708	14,74	1 tööpäev	Toatempera tuuril 24 tundi, 2-8 °C 4 päeva	ei
Kasvajaanti geen S-100	S-S100	47275-3	Seerum 1 mL	66708	14,74	1 tööpäev	2-8 °C 2 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah



Kasvuhormoon	fS-GH	33858-2	Paastuseerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	Enne verevõttu puhata vähemalt 30 min. Toa temperatuuril v?i 2-8 °C 3 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult.	ei
Kemokiin CXCL13 liikvoris	Li-CXCL13	74917-6	Liikvor 0,3 mL	66708	14,74	10 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Kilpnääret stimuleeriv immuunglobuliin	S-TSI	30567-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beeta alaühik)	S-hCG (intact + fb)	45194-8	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Kopeptiin	S-Kopept	78987-5	Seerum 1 mL	66709 x 2	65,24	4 tööpäeva	2-8 °C 24 tundi, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Kortisool	S-Cort	14675-3	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	2-8 °C 14 päeva, sügavkülmutatult 1 kuu	ei
Kortisool süljes	Sal-Cort	51844-9	Sülg 2 mL	66708	14,74	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 7 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

Kortisooli ööpäevane profiil süljes	Sal-Cort profile	L-5408	Sülg 4x2 mL	66708 x 4	58,96	7 tööpäeva	Toatemperaatuuril 7 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass	S-CK-MBm	13969-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	Toatemperaatuuril 8 tundi, 2-8 °C 3 päeva, sügavkülmu tatult 1 kuu	ei
Kromografin A	S-CgA	25587-7	Seerum 1 mL	66716	52,59	5 tööpäeva	2-8 °C 48 tundi, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Lamerakkvahi antigeen	S-SCCAg	9679-2	Seerum 1 mL	66709	32,62	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Leptiin	S-Leptin	21365-2	Seerum 1 mL	66709	32,62	5 tööpäeva	Toatemperaatuuril 48 tundi, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Luteiniseeriv hormoon	S-LH	10501-5	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva	ei
M2-püruvaatkinaas	P-M2PK	A-4620	EDTA plasma 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	2-8 °C 24 tundi, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Ma1 antikehad	S-Ma1 Ab	69558-5	Seerum 1 mL	66711	29,19	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Makroprolaktiini paneel	S-Prol macro	L-5512	Seerum 1 mL	66706 x 2	16,12	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah

Melatoniin	S-Melatonin	11055-1	Seerum 1 mL		99,8	5 tööpäeva	Soovituslik verevõtu aeg 8:00, saata sügavkülmutatult	jah
Melatoniiini paneel uriinis	U-Melatonin panel	L-5517	Uriin 10 mL	66709 x 2	65,24	10 tööpäeva	2-8 °C 4 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Metanefriin	P-Meta	29142-7	EDTA plasma 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 5 tundi, 2-8 °C 24 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Metanefriin ööpäevases uriinis	dU-Meta	19049-6	Uriin (ööpäevane) 10 mL	66709	32,62	8 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
NB! Märkida saatelehele uriini kogus ja kogumisaeg.								
Metüülmalo naat	S-MetMal	2629-4	Seerum 1 mL	66139	116,26	7 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva, sügavkülmutatult 1 kuu	jah
Nagalaas	S-Nagalase	A-4840	Seerum 1 mL		171,7	14 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva	jah
Neuronispeetsiifiline enolaas	S-NSE	57371-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 24 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu	jah
Noradrenaliin	P-Noradre	2666-6	EDTA plasma 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	2-8 °C 12 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu	jah
Normetanefriin	P-Normeta	2669-0	EDTA plasma 1 mL	66709	32,62	10 tööpäeva	Toatemperatuuril 5 tundi, 2-8 °C 24 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah

Normetanefriin ööpäevases uriinis	dU- Normeta	2671-6	Uriin (ööpäevane ) 10 mL	66709	32,62	8 tööpäeva	Toatempera- tuuril v?i 2-8 °C 7 päeva	jah
NB! Märkida saatelehele uriini kogus ja kogumisaeg.								
Osteokaltsiin	S-Osteoca	2697-1	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	Soovituslik verevõtu- aeg 8:00-9:00. Seerum eraldada 2 tunni jooksul, seejärel säilitada toa temperatu- ril 8 tundi, 2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu- tatult.	jah
Östradiool	S-E2	14715-7	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva	ei
Östroon	S-E1	22663-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	5 tööpäeva	2-8 °C 24 tundi, pike maajaliselt sügavkülmu- tatult	jah
Paraneopla- stiline antigeen MA2 antikehad	S-Ma2 Ab	35458-9	Seerum 1 mL	66711	29,19	10 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Parathormo- on	fS-PTH	14866-8	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	2-8 °C 2 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu- tatult	ei
Parathormo- oni sarnane peptiid	P-PTHrP	15087-0	EDTA plasma 2,7 mL	66709	32,62	10 tööpäeva	Sügavkülmu- utatult 1 kuu	jah

Pepsinogeen I	S-Pepsin1	2736-7	Paastuseerum 2 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Pepsinogeen II	S-Pepsin2	2738-3	Paastuseerum 2 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Platsentaarne kasvufaktor	S-PIGF	74755-0	Seerum 2 mL	66709	32,62	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 2 päeva, 2-8 °C 1 kuu	ei
Pöörd-trijoodtüroniin	S-rT3	14929-4	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 5 päeva	jah
Pregnenolon	S-Pregnlon	25507-5	Seerum 1 mL	66709 x 2	65,24	14 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Progastriini vabastav peptiid	S-ProGRP	96461-9	Seerum 1 mL	66709	32,62	3 tööpäeva	Toatemperatuuril v?i 2-8 °C 3 tundi, sügavkülmutatult 7 päeva	jah
Progesteron	S-Prog	14890-8	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	2-8 °C 10 päeva	ei
Proinsuliin (intaktne)	P-Proins (intact)		EDTA plasma 1 mL	66709	32,62	10 tööpäeva	2-8 °C 1 päev, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Prokaltsitonin	S-PCT	33959-8	Seerum 1 mL	66720	30,14	1 tööpäev	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 2 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei

Prolaktiin	S-Prol	15081-3	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva. Soovituslik verevõtueg 9:00-12:00 (hommikusest ärkamisest möödab 2-3 tundi.	ei
NB! Kõik prolaktiini tulemused >1060 mIU/l kontrollitakse üle makroprolaktiini fraktsiooni esinemise suhtes (HK kood 66706).								
Prostata spetsiifiline antigeen	S-PSA	2857-1	Seerum 1 mL	66721	10,49	1 tööpäev	Toatemperatuuril 2 päeva, 2-8 °C 7 päeva, sügavkülmutatult 1 kuu	ei
pTau liikvoris	CSF-phTau	72260-3	Liikvor 0,5 mL	66709	32,62	12 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, 4-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
ROMA indeks postmenopaus	S-ROMA postm	69570-0	Seerum 1 mL	66707, 66708	25,23	1 tööpäev	2-8 °C 4 päeva	ei
(arvutatakse parameetrite CA-125 ja HE4 alusel)								
ROMA indeks premenopaus	S-ROMA prem	69569-2	Seerum 1 mL	66707, 66708	25,23	1 tööpäev	2-8 °C 4 päeva	ei
(arvutatakse parameetrite CA-125 ja HE4 alusel)								
Südameliha se vastased antikehad	S-HMA	42181-8	Seerum 1 mL	66712	31,74	4 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Suguhormone siduv globuliin	S-SHBG	13967-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	2-8 °C 8 päeva	ei

Sünnieelne kromosoomihaiguste riskihinnang I trimestril	S-Grav I trim	49086-2	Seerum 1 mL	66706 x 2	16,12	3 tööpäeva	2-8 °C 24 h, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
T4 siduv globuliin	S-TBG	27980-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 3 päeva, sügavkülmutatult 1 kuu	jah
Tau ja pTau paneel liikvoris	CSF-Tau, pH-Tau panel	L-4364	Liikvor 1 mL	66709 x 2	65,24	12 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, 4-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Testosteron	S-Testo	14913-8	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 7 päeva. Soovituslik verevõtmine enne 10:00 (enne verevõttu puhata vähemalt 30 minutit).	ei
TH1TH2 tsütokiinid	B-TH1TH2		LH-veri 2x5 mL	66718 x 3	115,2	4 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, proovituua laborisse samal päeval	jah
Troponiin I (kõrgtundlik, kardiaalne)	S-CTNI-hs	49563-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 24 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu	ei
NB! Analüüs kasutusel ainult Tallinna laboris.								

Troponiin T (kardiaalne)	B-cTnT	48425-3	LH-veri 0,15 mL	66707	10,49	1 tööpäev	Toatempera tuuril 8 tundi, mitte hoida jahedas	ei
NB! Analüüs kasutusel ainult harulaborites.								
Tserebraalne neurotroofne faktor	S-BDNF	98106-8	Seerum 1 mL	66709	32,62	5 tööpäeva	2-8 °C 24 tundi, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Tsüstatiin C	S-CysC	33863-2	Seerum 1 mL	66124	9,87	3 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Türeoglobuliin	S-TG	3013-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Türeoglobuliini IgG	S-TG IgG	8098-6	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	Toatempera tuuril 8 tundi, 2-8 °C 3 päeva, sügavkülmu tatult 1 kuu	ei
Türeoidperoksüdaasi IgG	S-TPO IgG	8099-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	Toatempera tuuril 8 tundi, 2-8 °C 3 päeva, sügavkülmu tatult 1 kuu	ei
Türeotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon	S-TSH	3016-3	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult. Soovituslik verev?tuae g 9:00-12:00.	ei



Tuumornekroosifaktor alfa	S-TNFalfa	3074-2	Seerum 1 mL	66709	32,62	6 tööpäeva	2-8 °C 48 tundi, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Vaba androgeeni indeks	S-FAI	24125-7	Seerum 1 mL	66706, 66707	18,55	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva	ei
(arvutatakse parameetrite testosteroon ja SHBG alusel)								
Vaba kortisool ööpäevases uriinis	dU-fCort	75516-5	Uriin (ööpäevane) 10 mL	66706	8,06	4 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
NB! Märkida saatelehele uriini kogus ja kogumisaeg.								
Vaba prostaataspetsiifiline antigeen	S-fPSA	10886-0	Seerum 1 mL	66721	10,49	1 tööpäev	2-8 °C 2 päeva, sügavkülmutatult 1 kuu	ei
Vaba testosteroon	S-Testo-V	14914-6	Seerum 1 mL	66706	8,06	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 2 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Vaba testosteroon (arvutuslik, Vermeulen)	S-fTesto calc	96559-0	Seerum 1 mL	66706, 66707	18,55	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Vaba trijoodtüroniin	S-FT3	14928-6	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	2-8 °C 6 päeva	ei
Vaba türoksiin	S-FT4	14920-3	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	2-8 °C 6 päeva	ei

Veresoone endoteeli kasvufaktor	S-VEGF	34694-0	Seerum 3 mL	66709	32,62	10 tööpäeva	Toatemperatuuril 4 tundi, 2-8 °C 24 tundi, pikemajaliselt sügavkülmutatult	jah
Vitamiin B12 (aktiivne)/Holotranskobalamiin	S-HoloTC	72160-5	Seerum 1 mL	66709	32,62	1 tööpäev	Toatemperatuuril 16 tundi, 2-8 °C 3 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Zonuliin	S-Zonulin	A-5011	Seerum 1 mL		72,6	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 12 tundi, 2-8 °C 24 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu	jah
<b>HÜÜBIMIS SÜSTEEMI UURINGUD</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimaterjali säilivuse ja transporditingimused</b>	<b>Vahendatavad</b>
Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg	P-APTT	14979-9	9NC-plasma 2 mL	66302	6,06	1 tööpäev	Toatemperatuuril 4 tundi, sügavkülmutatult 4 nädalat	ei

Aktiveeritud proteiini C resistentsus (suhe)	P-APC-R	13590-5	9NC-plasma 2 mL	66308	25	6 tööpäeva	Tsentrifugi da, eraldada plasma. Tsentrifugida uuesti, eraldada plasma. Külmutada plasma kohe pärast eraldamist (mitte kauem kui 4 tundi pärast kogumist) temperatuuril -20° C või ideaaljuhul -40° C. Tsentrifugimata: 2-8 °C 4 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult.	jah
Antitrombiin III	P-AT III	27811-9	9NC-plasma 1 mL	66307	11,5	5 tööpäeva	Tsentrifugi da, eraldada plasma. Tsentrifugida uuesti, eraldada plasma. Tsentrifugimata: toatemperatuuril 4 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult.	jah

D-dimeerid	P-D-Di	48065-7	9NC-plasma 2 mL	66306	16,26	1 tööpäev	Tsentrifugi da, eraldada plasma. Tsentrifugimata: toatemperatuuril 4 tundi, 2-8 °C 24 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult. Hemolüüs võib mõjutada analüüsi tulemust.	ei
Fibrinogeen	P-Fibr	48664-7	9NC-plasma 2 mL	66303	9	1 tööpäev	Tsentrifugi da, eraldada plasma. Tsentrifugimata: toatemperatuuril 8 tundi, sügavkülmutatult 4 nädalat. Hemolüüs võib mõjutada analüüsi tulemust.	ei
Luupusanti koagulandid (sõeluuring)	P-LA screen	6303-2	9NC-plasma 2 mL	66308	25	7 tööpäeva	Proove tuleb analüüsida 4 tunni jooksul pärast kogumist. Kui seda ei ole võimalik teha, tuleb proove hoida külmutatud tsitraatplasma mana temp	jah

eratuuril  
-20°C  
vahetult  
pärast  
kogumist  
kuni  
analüüsimis  
e  
alustamisen  
i. Kuna tro  
mbotsüütid  
e  
fragmendid  
neutraliseeri  
vad  
luupuse ant  
ikoagulante  
, on  
soovitav  
proovid  
võimalikult  
hästi  
"puhastada  
", tsentrifuu  
gides neid  
kaks korda  
enne kuivjä  
äle/sügavkü  
lma  
panemist.  
Proove võib  
sulatada  
ainult  
vahetult  
enne  
analüüsi ja  
ka väga  
kiiresti 37°C  
veevannis.  
Seejärel  
tuleb neid  
kohe  
analüüsida.

Madalmolekulaarne hepariin (Anti-Xa)	P-LMWH	3271-4	9NC-plasma 2 mL	66309	20,77	3 tööpäeva	Tsentrifugi da, eraldada plasma. Tsentrifugimata: toatemperatuuril 2 tundi, pike maajaliselt sügavkülmutatult.	jah
Proteiin C	P-PC	27818-4	9NC-plasma 2 mL	66308	25	7 tööpäeva	Tsentrifugi da, eraldada plasma. Tsentrifugida uuesti, eraldada plasma. Tsentrifugimata: toatemperatuuril 4 tundi, pike maajaliselt sügavkülmutatult.	jah
Proteiin S, aktiivsus	P-PS	27822-6	9NC-plasma 3 mL	66308	25	4 tööpäeva	Toatemperatuuril 4 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu	jah
Protrombiini aeg	P-PT-INR	L-178	9NC-plasma 2 mL	66302	6,06	1 tööpäev	Toatemperatuuril 24 tundi, sügavkülmutatult 4 nädalat. Soovituslik enne verevõttu 15 minutit istuda v?i lamada.	ei

Trombiini aeg	P-TT	3243-3	9NC-plasma 1 mL	66303	9	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 48 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu	jah
Vaba proteiin S	P-fPS	27821-8	9NC-plasma 3 mL	66308	25	4 tööpäeva	Tsentrifugiida, eraldada plasma. Tsentrifugiida uuesti, eraldada plasma. Tsentrifugimata: toatemperatuuril 4 tundi, pike maajaliselt sügavkülmutatult.	jah
VII faktor	P-FVII	3198-9	9NC-plasma 3 mL	66305	33,22	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 4 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu	jah
VIII faktor	P-FVIII	3209-4	9NC-plasma 3 mL	66305	33,22	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 4 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu	jah
von Willebrandi faktori aktiivsus	P-vWF-MT	68324-3	9NC-plasma 3 mL	66305	33,22	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 4 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu	jah
XIII faktor	P-FXIII	27815-0	9NC-plasma 3 mL	66305	33,22	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 4 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu	jah

<b>IMMUNOH EMATOLO OGILISED UURINGU D</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimat erjali säilivuse ja transpordi tingimused</b>	<b>Vahendata v</b>
ABO ja RhD (kinnitav uuring)	B-ABO- RhD conf	34530-6	EDTA veri 6 mL	66400	22,78	2 tööpäeva	2-8 °C 48 tundi	ei
ABO, RhD ja DAT paneel	B-ABO-RhD- DAT	L-5513	EDTA veri 3-5 mL	66400, 66411	39,41	3 tööpäeva	2-8 °C 48 tundi	jah
ABO, RhD ja DAT paneel vastäundinu l	B-ABO-RhD- DAT-n	L-170	EDTA veri 2 mL	66410	20,95	2 tööpäeva	2-8 °C 48 tundi	ei
Erütrotsüta arsete antikehade sõeluuring kahe erütrot süüdiga	B-Er-Ak	1008-2	EDTA veri 2 mL	66403	17,09	2 tööpäeva	2-8 °C 48 tundi	ei
HLA-C alleelid	B-HLA-C DNA	42664-3	EDTA veri 4 mL	66619	136,05	14 tööpäeva	Toetemper atuuril 7 päeva	jah
Otsene Coombsi test	B-DAT	1007-4	EDTA veri 2 mL	66411	16,63	2 tööpäeva	2-8 °C 48 tundi	ei
<b>KLIINILISE KEEMIA UURINGU D</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimat erjali säilivuse ja transpordi tingimused</b>	<b>Vahendata v</b>
Alaniini ami notransfera as	S-ALAT	1744-2	Seerum 1 mL	66106	2,63	1 tööpäev	Toatempera tuuril 3 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajali selt sügavk ülmutatult	ei



Albumiin	S-Alb	61151-7	Seerum 1 mL	66100	2,57	1 tööpäev	Toatempera tuuril 2,5 kuud, 2-8 °C 5 kuud, pikemaajali selt sügavkülmutatult	ei
Alfaglükosi daas semin aalplasmas	SemP-AGLU	1814-3	Seminaalpl asma 1 mL (min 0,2 mL)	66222	14,9	10 tööpäeva	Toatempera tuuril 24 tundi, sügavkülmutatult 14 päeva	jah
Aluseline fosfataas	S-ALP	6768-6	Seerum 1 mL	66106	2,63	1 tööpäev	Toatempera tuuril v?i 2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Amülaas	S-Amyl	1798-8	Seerum 1 mL	66106	2,63	1 tööpäev	Toatempera tuuril v?i 2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Antistreptol üsiin O	S-ASO	5370-2	Seerum 1 mL	66111	3,64	1 tööpäev	2-8 °C 2 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Apolipoproteiin A1	S-ApoA1	76483-7	Seerum 1 mL	66124	9,87	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Apolipoproteiin B	S-ApoB	76482-9	Seerum 1 mL	66124	9,87	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

Aspartaadi aminotransf eraas	S-ASAT	1920-8	Seerum 1 mL	66106	2,63	1 tööpäev	Toatempera tuuril 4 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajali selt sügavk ülmutatult	ei
Bilirubiin	S-Bil	14631-6	Seerum 1 mL	66103	2,57	1 tööpäev	Toatempera tuuril 2 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajali selt sügavk ülmutatult (NB! Proovi hoida pimedas)	ei
Bilirubiin (k onjugeeritud)	S-Bil-conj	14629-0	Seerum 1 mL	66103	2,57	1 tööpäev	Toatempera tuuril 2 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajali selt sügavk ülmutatult (NB! Proovi hoida pimedas)	ei
C-reaktiivne valk	S-CRP	1988-5	Seerum 1 mL	66112	3,23	1 tööpäev	Toatempera tuuril 15 päeva, 2-8 °C 2 kuud, pikemaajali selt sügavk ülmutatult	ei
CDT (IFCC)	S-CDT (IFCC)	91671-8	Seerum 1 mL	66126	28,43	1 tööpäev	Toatempera tuuril 24 tundi, 2-8 °C 10 päeva	ei

Diamiini oksüdaas	S-DAO	60438-9	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 4 päeva, 2-8 °C 9 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Fosfaat	S-P	14879-1	Seerum 1 mL	66109	2,77	1 tööpäev	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 4 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Fosfatidüül etanool	B-PEth	74661-0	EDTA veri 1 mL	66140	54,87	12 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva (NB! mitte külmutada ja mitte tse ntrifuugida)	jah
Fruktoos seminaalplasma	SemP-Fruc	10574-2	Seminaalplasma 1 mL (min 0,2 mL)	66221	12,16	10 tööpäeva	Sügavkülmutatult 3 päeva	jah
Gammaglutamüül transferaas	S-GGT	2324-2	Seerum 1 mL	66106	2,63	1 tööpäev	Toatemperatuuril v?i 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Glükohemoglobiin	B-HbA1c	L-3757	EDTA veri 1 mL	66118	8,71	1 tööpäev	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 7 päeva	ei
Glükoos	fP-Gluc	14771-0	Glükoosi inhibiitoriga plasma 1 mL	66101	2,57	1 tööpäev	Toatemperatuuril 2 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei

Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min)	GTT (0,120)	L-240	Glükoosi inhibiitoriga plasma 2 mL	66101 x 2	5,14	1 tööpäev	Toatemperatuuril 2 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Glükoosi taluvuse proov rasedal	GTT (pregnancy)	L-3469	Glükoosi inhibiitoriga plasma 3 mL	66101 x 3	7,71	1 tööpäev	Toatemperatuuril 2 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
HDL-kolesterool	S-HDL-Chol	14646-4	Seerum 1 mL	66105	3,23	1 tööpäev	Toatemperatuuril 2 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Ig fKappa/Ig fLambda	S-Ig fKappa/S-Ig fLambda	48378-4	Seerum 1 mL	66707 x 2	20,4	3 tööpäeva	2-8 °C 3 nädalat, pikemaajaliselt sügavkülmutatult. Hemolüüs ja lipeemia võivad mõjutada analüüside tulemusi	jah
Immuunglobuliin A	S-IgA	2458-8	Seerum 1 mL	66123	5,36	1 tööpäev	Toatemperatuuril v?i 2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

Immuunglobuliin G	S-IgG	2465-3	Seerum 1 mL	66123	5,36	1 tööpäev	Toatemperatuuril v?i 2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Immuunglobuliin G alaklass 1	S-IgG1	2466-1	Seerum 1 mL	66125	12,73	3 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Immuunglobuliin G alaklass 2	S-IgG2	2467-9	Seerum 1 mL	66125	12,73	3 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Immuunglobuliin G alaklass 3	S-IgG3	2468-7	Seerum 1 mL	66125	12,73	3 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Immuunglobuliin G alaklass 4	S-IgG4	2469-5	Seerum 1 mL	66125	12,73	3 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Immuunglobuliin M	S-IgM	2472-9	Seerum 1 mL	66123	5,36	1 tööpäev	Toatemperatuuril 2 kuud, 2-8 °C 4 kuud, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei

Kaalium	S-K	2823-3	Seerum 1 mL	66107	2,63	1 tööpäev	Verel lasta hüübida 30 min ning seejärel eraldada võimalikult kiiresti rakkudest. Toatemperatuuril või 2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Kaltsium	S-Ca	2000-8	Seerum 1 mL	66107	2,63	1 tööpäev	Toatemperatuuril 7 päeva, 2-8 °C 3 nädalat, sügavkülmutatult 8 kuud	ei
Kaltsium (ioniseeritud)	S-iCa	12180-6	Seerum 1 mL	66107	2,63	1 tööpäev	Proov tsentrifuugida 4 tunni jooksul, 2-8 °C 3 päeva. Katsutit ei tohi avada!	ei
Kloriid	S-Cl	2075-0	Seerum 1 mL	66108	5,94	1 tööpäev	Toatemperatuuril või 2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Kolesterool	S-Chol	14647-2	Seerum 1 mL	66104	2,58	1 tööpäev	Toatemperatuuril või 2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

Komplemeni faktor H	S-CFH	4519-5	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	2-8 °C v?i toatemperatuuril 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Komplemeni faktor I	S-CFI-MT	4520-3	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	2-8 °C v?i toatemperatuuril 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Komplemeni klassikalise tee aktiivsus CH50	S-CH50	4532-8	Seerum 1 mL	66709	32,62	4 tööpäeva	Toatemperatuuril 4 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu	jah
Komplemeni komponent C3 nefriitiline faktor	S-C3 NF	38387-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	14 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Kreatiini kinaas	S-CK	2157-6	Seerum 1 mL	66106	2,63	1 tööpäev	Toatemperatuuril 2 päeva, 2-8 °C 7 päeva	ei
Kreatiniin	S-Crea	14682-9	Seerum 1 mL	66102	2,54	1 tööpäev	Toatemperatuuril v?i 2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Kusihape	S-UA	14933-6	Seerum 1 mL	66102	2,54	1 tööpäev	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei

Laktaadi de hüdrogenaa s	S-LDH	14804-9	Seerum 1 mL	66106	2,63	1 tööpäev	Toatempera tuuril 7 päeva, 2-8 °C 4 päeva, sügavkülmu tatult 6 nädalat	ei
Laktoosi taluvuse proov	LTT	L-3007	Glükoosi inhibiitoriga plasma 1 mL	66101 x 3	7,71	1 tööpäev	Toatempera tuuril 2 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajali selt sügavk ülmutatult	ei
LDL-kolesterool	S-LDL-Chol	22748-8	Seerum 1 mL	66105	3,23	1 tööpäev	2-8 °C 5 päeva	ei
Lipaas	fS-Lip	3040-3	Paastuseer um 1 mL	66110	4,58	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Lipoproteiin a	S-Lp(a)	43583-4	Seerum 0,5 mL	66124	9,87	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Magneesium	S-Mg	2601-3	Seerum 1 mL	66109	2,77	1 tööpäev	Verel lasta hüübida 30 minutit ning seejärel eraldada v?imalikult kiiresti rakkudest. Toatempera tuuril v?i 2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult.	ei



Magneesium erütrotsüütides	RBC-Mg	2597-3	Seerum 1 mL, EDTA veri 2,7 mL	66145	95,1	4 tööpäeva	EDTA veri: toatemperatuuril v?i 2-8 °C 14 päeva. Seerum: 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult. Soovituslik on m?lemad materjalid korraga saata.	jah
Müoglobiin	S-Myogl	2639-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Naatrium	S-Na	2951-2	Seerum 1 mL	66107	2,63	1 tööpäev	Toatemperatuuril v?i 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Oksüdeeritud LDL	S-OxLDL	A-5555	Seerum 2 mL	66709	32,62	6 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 24 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Raud	S-Fe	14798-3	Seerum 1 mL	66109	2,77	1 tööpäev	Toatemperatuuril 7 päeva, 2-8 °C 3 nädalat, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei

Reumatoidf aktor	S-RF	11572-5	Seerum 1 mL	66111	3,64	1 tööpäev	2-8 °C 2 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Transferrin	S-Transf	3034-6	Seerum 1 mL	66123	5,36	1 tööpäev	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Transferrini lahustuvad retseptorid	S-Transf-sR	30248-9	Seerum 1 mL	66127	10,52	3 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Transketolaas erütrotsüütides	RBC-TKE panel		EDTA veri 2,7 mL	66709 x 2	65,24	6 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva	jah
Triglütseriidid	fS-Trigl	14927-8	Paastuseerum 1 mL	66104	2,58	1 tööpäev	Toatemperatuuril 2 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Tseruloplasmiin	S-Cer	2064-4	Seerum 1 mL	66124	9,87	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 7 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Tsink eesnäärme sekreedis	EPS-Zn	A-3814	Eesnäärme sekreet 1 mL (min 0,2 mL) (eesnäärme massaaži järel)	66220	12,16	7 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

Uurea	fS-Urea	22664-7	Paastuseerum 1 mL	66102	2,54	1 tööpäev	Toatemperatuuril v?i 2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Valk	S-Prot	2885-2	Seerum 1 mL	66100	2,57	1 tööpäev	Toatemperatuuril 7 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Valkude fraktsioonid	S-Prot-Fr panel	24351-9	Seerum 3-5 mL	66100, 66120, 66707 x 2	36,53	6 tööpäeva	2-8 °C 10 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult. Hemolüüs võib mõjutada analüüside tulemusi	jah
<b>LIIGESEVE DELIKU UURINGU D</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimat erjali säilivuse ja transpordi tingimused</b>	<b>Vahendatav</b>
Glükoos liigesevedelikus	SynF-Gluc	14750-4	Liigesevedelik 1 mL	66101	2,57	2 tööpäeva	2-8 °C 24 tundi, -70 °C 1 kuu. Laborisse saata ka samaaegselt v?etud seerum/plasma.	jah
Kristallid	SynF-Cryst	5781-0	Liigesevedelik 1 mL	66212	22,71	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 30 minutit, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah

Leukotsüüdid	SynF-WBC	814-4	Liigesevedelik 1 mL	66211	4,21	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 30 minutit, 2-8 °C 24 tundi (NB! mitte külmutada)	jah
Liigesevedeliku tsütogramm	SynF-Cells	34559-5	Liigesevedelik 1 mL	66212	22,71	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 30 minutit, 2-8 °C 24 tundi (NB! mitte külmutada)	jah
Reumatoidfaktori liigesevedelikus	SynF-RF	13634-1	Liigesevedelik 1 mL	66111	3,64	3 tööpäeva	2-8 °C 24 tundi, -70 °C 1 kuu	jah
<b>LIIKVORI UURINGU D</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimaterjali säilivuse ja transporditingimused</b>	<b>Vahendata v</b>
Beetaamüloidide paneel liikvoris	CSF-BAmyloid 42,40	L-5263	Liikvor 1 mL	66709 x 2	65,24	12 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, 4-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Fosforüülitud neurofilamentvalgu raske ahel liikvoris	CSF-pNFH	A-5522	Liikvor 0,3 mL	66709	32,62	4 tööpäeva	Sügavkülmutatult 14 päeva	jah
Liikvori põhiuuring	CSF-Panel	L-4500	Liikvor 1 mL	66211, 66117	8,59	1 tööpäev	Toatemperatuuril 30 minutit, 2-8 °C 3 tundi. Proov võtta 2. või 3. katsutisse.	jah

Neurofilamendi kergvalk liikvoris	CSF-NFL	A-5391	Liikvor 0,3 mL	66709	32,62	28 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Neurofilamendi vastased antikehad liikvoris	CSF-NFL Ab	A-5520	Liikvor 1 mL	66712	31,74	4 tööpäeva	2-8 °C v?i sügavkülmutatult	jah
Prioonvalgu PrPSc agregatsioon	CSF-PrPSc	97503-7	Liikvor 0,5 mL		1110	14 tööpäeva	toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 3 päeva, tuleb sügavkülmutada, hemolüütilised proovid ei ole vastu võetavad	jah
<b>NAKKUSH AIGUSTE DIAGNOSTIKA</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimaterjali säilivuse ja transporditingimused</b>	<b>Vahendatav</b>
Aspergillus antigeen (galaktomannaan)	S-Aspergillus Ag	44099-0	Seerum 2 mL	66716	52,59	5 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva	jah
Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas	St-C difficile A,B	34713-8	Roe 25ul tampooniga	66542	26,45	2 tööpäeva	2-8 °C 2 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
NB! Uuring teostatakse juurde, kui eelnevalt on tuvastatud Clostridioides difficile A,B DNA roojas								

<p>Gammainte rferoon-test plasmas (tuberkuloo si sõeluuring)</p>	<p>P-TbIFNg</p>	<p>45323-3</p>	<p>4 x 1 mL veri (Quantifero ni komplekt)</p>	<p>66716</p>	<p>52,59</p>	<p>10 tööpäeva</p>	<p>17-27 °C 16 h, täisverega katsutid transportida toatempera tuuril võimalikult kiiresti (16 h jooksul) laborisse in kubeerimise ks (ei tohi säilitada külmkapis). Kui kohene transport ei ole võimalik, inkubeerida katsuteid 16-24 h püstises asendis 37 °C juures, mille järgselt säilib proovi materjal 4-27 °C juures kuni 3 päeva. Pärast inku beerimist ts entrifuugige tuube 15 minutit 2000-3000 RCF (g) juures. Peale inkub eerimist tse ntrifuugimis el eraldatud plasma säilib 2-8 °C juures kuni 28 päeva.</p>	<p>ei</p>
--	-----------------	----------------	---	--------------	--------------	------------------------	--	-----------

							Plasma eraldamise järgselt hoida katsuteid püstises asendis ja vältida katsute loksutamist.	
NK-rakkude (CD57) paneel	B-CD3-,CD57+	L-5340	EDTA veri 2,7 mL	66718 x 2	76,8	5 tööpäeva	Toatemperatuuril v?i 2-8 °C (NB! mitte külmutada)	jah
<b>NAKKUSH AIGUSTE DIAGNOSTIKA (Ab, Ag)</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimat erjali säilivuse ja transporditingimused</b>	<b>Vahendata v</b>
A-gripi viiruse IgA	S-Infl A IgA	72266-0	Seerum 1 mL	66706	8,06	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
A-gripi viiruse IgG	S-Infl A IgG	47313-2	Seerum 1 mL	66706	8,06	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
A-hepatiidi viiruse antikehad	S-HAV Ab	20575-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
A-hepatiidi viiruse IgM	S-HAV IgM	13950-1	Seerum 1 mL	66708	14,74	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Anaplasma phagocytophilum IgG	S-A phagocytoph IgG	23877-4	Seerum 1 mL	66712	31,74	5 tööpäeva	Toatemperatuuril v?i 2-8 °C 14 päeva, sügavkülmutatult 4 nädalat	jah

Anaplasma phagocytophilum IgM	S-A phagocytophilum IgM	23878-2	Seerum 1 mL	66712	31,74	5 tööpäeva	Toatemperatuuril v?i 2-8 °C 14 päeva, sügavkülmutatud 4 nädalat	jah
Anisakise IgG	S-Anisakis IgG	A-5532	Seerum 1 mL	66711	29,19	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatud	jah
Ascarise IgG	S-Ascaris IgG	44437-2	Seerum 1 mL	66708	14,74	10 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatud	jah
B-gripi viiruse IgA	S-Infl B IgA	72265-2	Seerum 1 mL	66706	8,06	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatud	jah
B-gripi viiruse IgG	S-Infl B IgG	47314-0	Seerum 1 mL	66706	8,06	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatud	jah
B-hepatiidi viiruse pinn aantigeen	S-HBs Ag	5196-1	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 6 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatud	ei
B-hepatiidi viiruse pinn aantigeeni antikehad	S-HBs Ab	5193-8	Seerum 1 mL	66708	14,74	1 tööpäev	2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatud	ei



B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni antikehad	S-HBc Ab	13952-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	1 tööpäev	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni IgM	S-HBc IgM	24113-3	Seerum 1 mL	66708	14,74	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen	S-HBeAg	13954-3	Seerum 1 mL	66708	14,74	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni antikehad	S-HBe Ab	13953-5	Seerum 1 mL	66708	14,74	1 tööpäev	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Bartonella henselae IgG, IgM paneel	S-B henselae Ab panel	L-5227	Seerum 1 mL	66711 x 2	58,38	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Bartonella henselae/quitana IgG, IgM paneel	S-B Bartonella Ab panel	L-4960	Seerum 1 mL	66711 x 4	116,76	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

Bordetella pertussis PT IgA	S-B pertussis PT IgA	24128-1	Seerum 1 mL	66706	8,06	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pikema ajaliselt sügavkülmutatult	ei
Bordetella pertussis PT IgG	S-B pertussis PT IgG	24127-3	Seerum 1 mL	66706	8,06	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pikema ajaliselt sügavkülmutatult	ei
Borrelia burgdorferi IgG	S-B burgd IgG	5062-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav)	S-B burgd IgG conf	6320-6	Seerum 1 mL	66714	40,63	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Borrelia burgdorferi IgG liikvoris	CSF-B burgd IgG	22126-7	Liikvor 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
Borrelia burgdorferi IgM	S-B burgd IgM	5064-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav)	S-B burgd IgM conf	6321-4	Seerum 1 mL	66714	40,63	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Borrelia burgdorferi IgM liikvoris	CSF-B burgd IgM	14078-0	Liikvor 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei

Brucella IgG, IgM paneel	S-Brucella IgG, IgM panel	L-5467	Seerum 1 mL	66608 x 2	45,22	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 2 nädalat, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
C-hepatiidi viiruse antikehad	S-HCV Ab	13955-0	Seerum 1 mL	66708	14,74	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
C-hepatiidi viiruse antikehad (immunoblot)	S-HCV Ab IB	5199-5	Seerum 1 mL	66715	150,55	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Campylobacter IgA	S-Campylo IgA	A-3720	Seerum 1 mL	66708	14,74	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Campylobacter IgG	S-Campylo IgG	A-3942	Seerum 1 mL	66708	14,74	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Campylobacter IgM	S-Campylo IgM	46987-4	Seerum 1 mL	66708	14,74	10 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

Candida albicans IgA	S-Candida IgA	56151-4	Seerum 1 mL	66708	14,74	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Candida albicans IgG	S-Candida IgG	7172-0	Seerum 1 mL	66708	14,74	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Candida albicans IgM	S-Candida IgM	56150-6	Seerum 1 mL	66708	14,74	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Chikungunya viiruse IgG	S-Chikungunya IgG	56128-2	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Chikungunya viiruse IgM	S-Chikungunya IgM	56130-8	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

Chlamydia psittaci IgA	S-C psittaci IgA	22178-8	Seerum 1 mL	66712	31,74	4 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Chlamydia psittaci IgG	S-C psittaci IgG	22180-4	Seerum 1 mL	66712	31,74	4 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Chlamydia psittaci IgM	S-C psittaci IgM	22181-2	Seerum 1 mL	66712	31,74	4 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Chlamydia trachomatis IgA	S-C trachomatis IgA	45006-4	Seerum 1 mL	66706	8,06	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pikema ajaliselt sügavkülmutatult	ei
Chlamydia trachomatis IgG	S-C trachomatis IgG	26715-3	Seerum 1 mL	66706	8,06	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pikema ajaliselt sügavkülmutatult	ei
Chlamydia pneumoniae IgA	S-C pneum IgA	44982-7	Seerum 1 mL	66706	8,06	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pikema ajaliselt sügavkülmutatult	ei
Chlamydia pneumoniae IgG	S-C pneum IgG	44981-9	Seerum 1 mL	66706	8,06	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pikema ajaliselt sügavkülmutatult	ei

Chlamydia pneumoniae IgM	S-C pneum IgM	51807-6	Seerum 1 mL	66706	8,06	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Clostridium tetani toksini IgG	S-C tetan IgG	53935-3	Seerum 1 mL	66708	14,74	6 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Corynebacterium diphtheriae toksini antikehad	S-C diphtheriae Ab	34625-4	Seerum 1 mL	66708	14,74	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Coxiella burnetii faas 2 IgG	S-C burnetii ph2 IgG	51812-6	Seerum 1 mL	66709	32,62	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Coxiella burnetii faas 2 IgM	S-C burnetii ph2 IgM	7832-9	Seerum 1 mL	66709	32,62	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Coxsackie viiruse IgG	S-Coxsackie IgG	70013-8	Seerum 1 mL	66708	14,74	14 tööpäeva	2-8 °C 4 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Coxsackie viiruse IgM	S-Coxsackie IgM	70012-0	Seerum 1 mL	66708	14,74	14 tööpäeva	2-8 °C 4 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

Cryptococcus neoformans antigeen	S-C neoformans Ag	9820-2	Seerum 1 mL	66709	32,62	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
D-hepatiidi viiruse antikehad	S-HDV Ab	13248-0	Seerum 1 mL	66709	32,62	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Dengue viiruse IgG	S-Dengue IgG	29661-6	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Dengue viiruse IgM	S-Dengue IgM	29663-2	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
E-hepatiidi viiruse IgG	S-HEV IgG	56513-5	Seerum 1 mL	66708	14,74	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
E-hepatiidi viiruse IgG (immunoblot)	S-HEV IgG IB	14211-7	Seerum 1 mL	66714	40,63	7 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva	jah
E-hepatiidi viiruse IgM	S-HEV IgM	51798-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

E-hepatiidi viiruse IgM (immunoblot)	S-HEV IgM IB	83128-9	Seerum 1 mL	66714	40,63	7 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva	jah
EBV IgG avariidsus ja immunoblot paneel	S-EBV IgG panel	L-1903	Seerum 1 mL	66709, 66714	73,25	4 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva	jah
Echinococcus granulosus IgG	S-E granul IgG	47308-2	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	2-8 °C 10 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Echinococcus granulosus IgG (immunoblot)	S-E granul IgG IB	21252-2	Seerum 1 mL	66714	40,63	14 tööpäeva	2-8 °C 10 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Echinococcus multilocularis IgG	S-E multiloc IgG	A-4320	Seerum 1 mL	66709	32,62	10 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 4 nädalat, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Echinococcus multilocularis IgG (immunoblot)	S-E multiloc IgG IB	A-4585	Seerum 1 mL	66714	40,63	14 tööpäeva	2-8 °C 10 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Echinococcus antikehad	S-Echinoc Ab	26008-3	Seerum 1 mL	66709	32,62	14 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 4 nädalat, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah



Entamoeba histolytica IgG	S-E histolytica IgG	22286-9	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 4 nädalat, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Enteroviiruste IgG	S-Enterovirus IgG	A-4351	Seerum 1 mL	66706	8,06	4 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Enteroviiruste IgM	S-Enterovirus IgM	A-4352	Seerum 1 mL	66706	8,06	4 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Epstein-Barr viiruse EA IgG	S-EBV EA IgG	24007-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	7 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Epstein-Barr viiruse IgG	S-EBV IgG IB	A-4880	Seerum 1 mL	66714	40,63	4 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva	jah
Epstein-Barr viiruse VCA IgG, IgM, NA IgG paneel	S-EBV Ab panel	L-3272	Seerum 1 mL	66542	26,45	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Fasciola hepatica antikehad	S-F hepatica Ab	56923-6	Seerum 1 mL	66709	32,62	14 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 4 nädalat, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah

Filaria antikehad	S-Filaria Ab	7887-3	Seerum 1 mL	66709	32,62	5 tööpäeva	Toatemperaatuuril 48 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Francisella tularensis IgG	S-F tularensis IgG	7889-9	Seerum 1 mL	66708	14,74	7 tööpäeva	Toatemperaatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Francisella tularensis IgM	S-F tularensis IgM	7890-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	7 tööpäeva	Toatemperaatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Haemophilus influenzae B IgG	S-H infl B IgG	11257-3	Seerum 1 mL	66708	14,74	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Hantaviiruste IgG	S-Hanta IgG	26620-5	Seerum 1 mL	66708	14,74	7 tööpäeva	Toatemperaatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Hantaviiruste IgG (immunoblot)	S-Hanta IgG IB	A-3810	Seerum 1 mL	66714	40,63	7 tööpäeva	Toatemperaatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

Hantaviirust e IgM	S-Hanta IgM	32131-5	Seerum 1 mL	66708	14,74	7 tööpäeva	Toatempera tuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Hantaviirust e IgM (immunoblo t)	S-Hanta IgM IB	A-3811	Seerum 1 mL	66714	40,63	7 tööpäeva	Toatempera tuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Helicobacte r pylori antigeen roojas	St-H pylori Ag	31843-6	Roe 2 g	66542	26,45	3 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Helicobacte r pylori IgA	S-H pylori IgA	7901-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 pä eva, pikema ajaliselt süg avkülmutat ult	ei
Helicobacte r pylori IgG	S-H pylori IgG	7902-0	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Histoplasm a capsulatum antikehad	S-H capsulatum Ab	22346-1	Seerum 1 mL	66709	32,62	10 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Inimese her peseviiruse 7 IgG	S-HHV7 IgG	43023-1	Seerum 1 mL	66712	31,74	10 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah

Inimese herpesviiruse 7 IgM	S-HHV7 IgM	43022-3	Seerum 1 mL	66712	31,74	10 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Inimese herpesviiruse 8 IgG	S-HHV8 IgG	47050-0	Seerum 1 mL	66712	31,74	10 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi antikehad, p24 antigeen	S-HIV1,2 Ag+Ab	56888-1	Seerum 1 mL	66719	8,06	1 tööpäev	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
NB! HIV 1,2 Ag+Ab positiivne või selgusetu tulemus kinnitatakse Lääne-Tallinna Keskhaigla laboratooriumis.								
Inimese T-lümfotroopsed viiruse 1. ja 2. tüübi antikehad	S-HTLV1,2 Ab	22362-8	Seerum 1 mL	66709	32,62	8 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Jaapani entsefaliidi viiruse antikehad	S-JEV Ab	22370-1	Seerum 1 mL	66711	29,19	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Leetriveriiruse IgG	S-Measles IgG	7962-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 9 päeva	ei
Leetriveriiruse IgM	S-Measles IgM	35276-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
Legionella pneumophila Ag uriinis	U-L pneumophila Ag	31868-3	Uriin 1 mL	66542	26,45	1 tööpäev	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 14 päeva	jah

Leptospira IgG	S-Leptospira IgG	23199-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Leptospira IgM	S-Leptospira IgM	23201-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Lihtherpese viiruse 1. ja 2. tüübi IgG liikvoris (kvantitatiivne)	CSF- HSV1,2 IgG QN	A-5067	Liikvor 1 mL	66707	10,49	7 tööpäeva	2-8 °C 4 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Lihtherpese viiruse 1. ja 2. tüübi IgM	S-HSV1,2 IgM	41399-7	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
Lihtherpese viiruse 1. tüübi IgG	S-HSV1 IgG	7909-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
Lihtherpese viiruse 2. tüübi IgG	S-HSV2 IgG	7912-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	ei
Meningokoki IgG paneel (immunuse kontroll)	S-Mening IMC panel	L-5468	Seerum 1 mL	66716 x 5	262,95	35 tööpäeva	Toatemperatuuril 2 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Mittetreponemaalse reaktsiooni antikehad (ravi hindamine)	S-RPR	20507-0	Seerum 1 mL	66540	12,36	3 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

Mumpsiviiruse IgG	S-Mumps IgG	25418-5	Seerum 1 mL	66708	14,74	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Mumpsiviiruse IgM	S-Mumps IgM	6478-2	Seerum 1 mL	66708	14,74	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Mycoplasma pneumoniae IgA	S-M pneum IgA	26684-1	Seerum 1 mL	66706	8,06	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Mycoplasma pneumoniae IgG	S-M pneum IgG	5255-5	Seerum 1 mL	66706	8,06	3 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Mycoplasma pneumoniae IgM	S-M pneum IgM	5256-3	Seerum 1 mL	66706	8,06	3 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva	ei
Nematoodide IgG (Anisakis, Ascaris, Filaria, Strongyloides, Toxocara, Trichinella) (immunoblot)	S-Nematodes IgG	A-5024	Seerum 1 mL	66715	150,55	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

Parvoviirus B19 IgG	S-Parvo B19 IgG	7983-0	Seerum 1 mL	66708	14,74	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Parvoviirus B19 IgG (immunoblot)	S-Parvo B19 IgG IB	A-5247	Seerum 1 mL	66714	40,63	5 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Parvoviirus B19 IgM	S-Parvo B19 IgM	7984-8	Seerum 1 mL	66708	14,74	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Parvoviirus B19 IgM (immunoblot)	S-Parvo B19 IgM IB	6517-7	Seerum 1 mL	66714	40,63	5 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Puukentsefaliidi viiruse IgG	S-TBEV IgG	69926-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Puukentsefaliidi viiruse IgM	S-TBEV IgM	26060-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Rickettsia conorii/typhi IgG, IgM paneel	S-Rickettsia paneel	L-5243	Seerum 1 mL	66711 x 4	116,76	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

SARS koro onaviirus 2 IgG (kvantitatiivne)	S-SARS-CoV-2 IgG QN	94769-7	Seerum 1 mL	66708	14,74	2 tööpäeva	Toatemperatuuril 2 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Taenia solium antikehad	S-T solium Ab	7850-1	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	2-8 °C 10 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Taenia solium antikehad (immunoblot)	S-T solium Ab conf	9600-8	Seerum 1 mL	66714	40,63	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 4 nädalat, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Taenia solium antikehad liikvoris (immunoblot)	CSF-T solium Ab	35349-0	Liikvor 0,5 mL	66714	40,63	10 tööpäeva	2-8 °C 10 päeva	jah
Toxoplasma gondii IgG	S-T gondii IgG	5388-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Toxoplasma gondii IgM	S-T gondii IgM	25542-2	Seerum 1 mL	66707	10,49	3 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Treponema pallidum IgG (immunoblot)	S-T pallidum IgG IB	40679-3	Seerum 1 mL	66714	40,63	7 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei



Treponema pallidum IgM (immunoblot)	S-T pallidum IgM IB	40680-1	Seerum 1 mL	66714	40,63	7 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Treponema pallidum vastased antikehad (sõeluuring)	S-T pallidum Ab	47236-5	Seerum 1 mL	66706	8,06	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
NB! T pallidum Ab positiivne tulemus kinnitatakse Treponema pallidumi IgG ja IgM kinnitava immunoblot uuringuga.								
Tsütomegaloviiruse IgG	S-CMV IgG	5124-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Tsütomegaloviiruse IgG (immunoblot)	S-CMV IgG IB	22244-8	Seerum 1 mL	66714	40,63	3 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva	jah
Tsütomegaloviiruse IgG aviidsus	S-CMV IgG avd	78445-4	Seerum 1 mL	66708	14,74	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pikema ajaliselt sügavkülmutatult	jah
Tsütomegaloviiruse IgG aviidsus (immunoblot)	S-CMV IgG avd IB	A-4878	Seerum 1 mL	66714	40,63	3 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva	jah
Tsütomegaloviiruse IgM	S-CMV IgM	7853-5	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Tuulerõuge viiruse IgG	S-VZV IgG	5403-1	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

Tuulerõuge viiruse IgM	S-VZV IgM	5404-9	Seerum 1 mL	66707	10,49	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Zika viiruse IgG, IgM paneel	S-Zika paneel	L-4566	Seerum 1 mL	66716	52,59	5 tööpäeva	Toatempera tuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
<b>NAKKUSH AIGUSTE DIAGNOSTIKA (kompleksuuringud)</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimat erjali säilivuse ja transporditingimused</b>	<b>Vahendatav</b>
HPV NAT ja vedelikupõhise tsütoloogia paneel	HPV NAT, LBC paneel	L-5027	Tsütoloogiline materjal 20 mL	66612, 66822	63,38	10 tööpäeva	Toatempera tuuril 1 kuu	ei
Soolebakterite DNA paneel		L-3443	Roe, rektaalkaabe	66608 x 3	67,83	2 tööpäeva	2-8 °C 2 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
NB! Positiivse Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia leiu korral teostab labor automaatselt külvi ja näidustusel määrab antibiogrammi (lisanduvad samastamise ja antibiogrammi HK koodid, vastavalt 66522 ja 66530).								
<b>NAKKUSH AIGUSTE DIAGNOSTIKA (külvi/mikroskoopia)</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimat erjali säilivuse ja transporditingimused</b>	<b>Vahendatav</b>

Aeroobne külv****		634-6	Ninaneeluk aabe, nahakaabe, konjunktiivikaabe, väliskõrvaeritis, emakakaela kanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe (transport söötmes)	66510	18,14	5 tööpäeva	Eelistatult 2-8 °C 24 tundi, lubatud 2-25 °C 2 päeva	ei
Aeroobne külv****		634-6	Rõga, trahheaspiraati, sperma (steriilses proovitopsis)	66510	18,14	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 2 tundi, 2-8 °C 24 tundi	ei
Aeroobne külv****		634-6	Uriinikonservandiga uriinikatsutis	66510	18,14	5 tööpäeva	2-8 °C, soovitatavalt 24h, lubatud 48h	ei
Anaeroobne külv****		635-3	Mäda, abstsessimaterjal, keskkõrvaeritis, haavaeritis, haavandieritis, siinuspunktaat (transportsöötmes)	66512	29,16	10 tööpäeva	Eelistatult 2-8 °C 24 tundi, lubatud 2-25 °C 2 päeva	ei

Anaeroobne külv****		635-3	Liigese-, kõhuõõne-, pleuravedelik	66512	29,16	10 tööpäeva	Toatemperatuuril 2 tundi (steriilne proovitops), eelistatult 2-8 °C 24 tundi, lubatud 2-25 °C 2 päeva (geel transportsõõtmega proovitops)	ei
Anaeroobne külv****		635-3	Uriin (punktaadi)	66512	29,16	10 tööpäeva	Toatemperatuuril 2 tundi (uriinitops, lisandita uriinikatsuti), eelistatult 2-8 °C 24 tundi, lubatud 2-25 °C 2 päeva (geel transportsõõtmega proovitops)	ei
Beetahemolüütilise streptokoki külv****		547-0	Kurgu-, tupekaabe	66510	18,14	5 tööpäeva	Eelistatult 2-8 °C 24 tundi, lubatud 2-25 °C 2 päeva	ei
Campylobacter spp. külv****		6332-1	Roe, rektaalkaabe	66512	29,16	5 tööpäeva	Eelistatult 2-8 °C 24 tundi, lubatud 2-25 °C 2 päeva	ei
Enterobius vermicularis munade mikroskoopia	An-E vermicularis-m	675-9	Anaalkaabe	66500	8,95	1 tööpäev	2-8 °C 24 tundi	ei

ESBL prod utseerivate enterobakte rite külv****		73835-1	Roe, rektaal-, nahakaabe, kehavedelik	66510	18,14	5 tööpäeva	Eelistatult 2-8 °C 24 tundi, lubatud 2-25 °C 2 tundi	ei
Mikroskoop ia Leishman- Giemsa ja Gram paneel	CX-LeishGi emsaGram	L-3055	Emakakaela kanali-, tupe-, ureet rakaabe	66501 x 2	27,42	5 tööpäeva	Toatempera tuuril	ei
Minimaalse inhibeeriva kontsentrat siooni (MIK) määramine Phoenix süsteemiga >6 preparaadi suhtes			Mikroorgani smi kultuur	66530 x 2	24,76			ei
Minimaalse inhibeeriva kontsentrat siooni (MIK) määramine Phoenix süsteemiga 6 preparaadi suhtes			Mikroorgani smi kultuur	66530	12,38			ei
Minimaalse inhibeeriva kontsentrat siooni (MIK) määramine ühes preparaadis E-testiga			Mikroorgani smi kultuur	66531	14,08			ei
MRSA külv****		13317-3	Nina-, kurgu-, rektaal-, nahakaabe, kehavedelik	66510	18,14	5 tööpäeva	Eelistatult 2-8 °C 24 tundi, lubatud 2-25 °C 2 päeva	ei

Nahaseente külv****		18482-0	Naha-, küünekaabe, juuksed	66510, 66511	29,99	22 tööpäeva	Toatempera- tuuril 7 päeva	ei
Nahaseente mikroskoopia		L-4547	Naha-, küünekaabe, juuksed	66500	8,95	3 tööpäeva	Toatempera- tuuril 7 päeva	ei
Neisseria gonorrhoeae külv****		698-1	Kurgu-, rektaal-, em- akakaelaka- nali-, tupe-, ureetrakaabe	66510	18,14	5 tööpäeva	2-8 °C 24 tundi	ei
Ravim tundlikkus disk difusiooni meetodil >6 preparaadi suhtes				66530 x 2	24,76			ei
Ravim tundlikkus disk difusiooni meetodil 6 preparaadi suhtes			Mikroorgani- smi kultuur	66530	12,38			ei
Resistentsu- sgeenide m- ääramine P- CR meetodil				66608	22,61			ei
Salmonella spp. külv****		17563-8	Roe, rektaalkaabe	66510	18,14	5 tööpäeva	Eelistatult 2-8 °C 24 tundi, lubatud 2-25 °C 2 päeva	ei
Samastamine		45335-7	Mikroorgani- smi kultuur	66521	19,35			ei
Samastamine MALDI-TOF meetodil			Mikroorgani- smi kultuur	66522	18,46			ei

Seente külv		580-1	Nahakaabe, konjunktivi kaabe, mäda, silma materjal, pi saravedelik, väliskõrvaeritis, keskkõrvaeritis, haavaeritis, haavandieritis, abstsessimaterjal	66510	18,14	10 tööpäeva	2-8 °C 2 päeva	ei
Seente külv		580-1	Röga, BAL, bronhiaspiraat, siinuse punktaad, rinnapiim, liigesevedelik, amnionivedelik, kõhuõõnevedelik, pleuravedelik, perikardi vedelik	66510	18,14	10 tööpäeva	Toatemperatuuril 2 tundi, 2-8 °C 24 tundi	ei
Shigella spp. külv****		17576-0	Roe, rektaalkaabe	66511	11,85	5 tööpäeva	Eelistatult 2-8 °C 24 tundi, lubatud 2-25 °C 2 päeva	ei
Soolepatogeenide (Salmonella, Shigella, Campylobacter) külv****		L-4984	Roe, rektaalkaabe	66510, 66511, 66512	59,15	5 tööpäeva	Eelistatult 2-8 °C 24 tundi, lubatud 2-25 °C 2 päeva	ei
Täpsustav samastamine			Mikroorganismi kultuur	66523	12,72			ei

Ussnugiliste munad ja algloomade tsüstid (kontsentreerimine + mikroskoopia)	St-Parasites-m	10701-1	Roe 1-2 g	66502	19,45	3 tööpäeva	Formaliiniga topsis säilib toatemperatuuril piiramata aja jooksul	ei
Yersinia spp. külv****		701-3	Roe, rektaalkaabe	66511	11,85	5 tööpäeva	Eelistatult 2-8 °C 24 tundi, lubatud 2-25 °C 2 päeva	ei
<b>NAKKUSH AIGUSTE DIAGNOSTIKA (molekulaardiagnostika)</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimaterjali säilivuse ja transporditingimused</b>	<b>Vahendatav</b>
A (H1N1)-gripi viiruse RNA	Infl H1N1 RNA	55465-9	Nina-, kurgukaabe, hingamisteede materjalid 1 mL	66610	75,2	3 tööpäeva	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 7 päeva	jah
A- ja B-gripi viiruse RNA paneel (POCT)		L-5365	Ninaneelukaabe	66542 x 2	52,9	1 tööpäev	Kuiv tampoon: toatemperatuuril 2 tundi, 2-8 °C 24 tundi Vedelsöötme katsuti: toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 3 päeva	ei
A-, B-gripi viiruse ja RSV RNA paneel		L-4339	Ninaneelu-, kurgukaabe	66608 x 4	90,44	2 tööpäeva	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 3 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei



A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel		L-5424	Ninaneeluk aabe, kurgu loptusvedelik	66610, 66609 x 2	111,58	2 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
A-hepatiidi viiruse RNA roojas	St-HAV RNA	91070-3	Roe 5 g	66610	75,2	7 tööpäeva	Toetemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
Acanthamoeba spp DNA		41429-2	Sarvkesta biopsia, konjunktiviikaa be, pisaravedelik	66610	75,2	12 tööpäeva	Säilitada ja saata tootemperatuuril vi 2-8 °C	jah
Adenoviiruse DNA		39528-5	EDTA plasma 2,7 mL, silmamaterjal, nina-, kurgukaabe	66612	38,05	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Anaplasma phagocytophilum/Ehrlichia canis DNA	B-Anapl/Ehrlich DNA	A-5434	EDTA veri 0,3 mL	66610	75,2	10 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
B-hepatiidi viiruse DNA	HBV DNA	29610-3	Seerum 2 mL, EDTA plasma 2 mL	66610	75,2	5 tööpäeva	Seerum/plasma eraldada 24 tunni jooksul, toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

B-hepatiidi viiruse DNA (kvantitatiivne)	S-HBV DNA QN	42595-9	Seerum 2 mL, EDTA plasma 2 mL	66611	129,89	5 tööpäeva	Seerum/plasma eraldada 24 tunni jooksul, toa temperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
B-hepatiidi viiruse genotüüp	B-HBV genot	32366-7	EDTA veri 2,7 mL	66613	157,19	5 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva (NB! mitte külmutada)	jah
Babesia DNA	B-Babesia DNA	42641-1	EDTA veri 2,7 mL	66610	75,2	5 tööpäeva	2-8 °C 4 nädalat (NB! mitte külmutada)	jah
Bakteriaalse vaginooosi ja trihhomoniaasi tekitajate DNA paneel	Bacterial vaginosis and trichomoniasis DNA panel	L-5576	Tubekaape, kehavedelik (täpsustamata)	66608 x 3	67,83	2	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Bakteriaalse vaginooosi ja vaginiidi tekitajate DNA paneel	Bacterial vaginosis and vaginitis DNA panel	L-5439	Tupekaabe, kehavedelik (täpsustamata)	66608 x 4	90,44	2	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Bartonella henselae DNA		33986-1	Sekret, punktuaat, EDTA veri, mäda	66610	75,2	4 tööpäeva	Toatemperatuuril v?i 2-8 °C	jah
Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel		41875-6	Ninaneelu-, kurgukaabe	66608 x 2	45,22	2 tööpäeva	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei

Borrelia burgdorferi DNA		4991-6	Puuk, biopsiamaterjal, liikvor 0,5-1,0 mL, liigesevedelik 0,5-1,0 mL	66608	22,61	2 tööpäeva	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Brucella DNA	B-Brucella DNA	41626-3	EDTA veri 3 mL	66610	75,2	10 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva (NB! mitte külmutada)	jah
C-hepatiidi viiruse genotüüp	HCV genot	32286-7	Seerum 1 mL EDTA plasma 1 mL	66610	75,20	5 tööpäeva	Seerum/plasma eraldada 6 tunni jooksul, toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
C-hepatiidi viiruse RNA	HCV RNA	11259-9	Seerum 2 mL, EDTA plasma 2 mL	66610	75,2	5 tööpäeva	Seerum/plasma eraldada 24 tunni jooksul, toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
C-hepatiidi viiruse RNA (kvantitatiivne)	P-HCV RNA QN	11011-4	EDTA plasma 1,5 mL	66611	129,89	5 tööpäeva	Plasma eraldada 6 tunni jooksul, toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei

Candida albicans DNA veres	B-Candida DNA	76580-0	EDTA veri 3 mL	66610	75,2	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Chlamydia psittaci DNA		23001-1	Sekret, punktaat, liikvor, bronhoalveolaarloomaduse vedelik jt	66610	75,2	5 tööpäeva	Toatemperatuuril v?i 2-8 °C, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Chlamydia trachomatis DNA		21613-5	Emakakaela kanali-, rektaal-, kurgu-, tupe-, ureet rakaabe, uriin (esmasjoo) 10-20 mL, sperma 0,5-1,0 mL, kehavedelik (täpsustamata)	66608	22,61	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila DNA paneel		L-5529	Hingamisteede materjal 0,5-1,0 mL	66608 x 2	45,22	2 tööpäeva	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei
Clostridioides difficile toksiin A,B DNA roojas	St-C difficile toksiin A,B DNA	54067-4	Roe	66608	22,61	2 tööpäeva	2-8 °C 2 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Coxiella burnetii DNA	B-C burnetii DNA	23024-3	EDTA veri 3 mL	66610	75,2	5 tööpäeva	2-8 °C (NB! mitte külmutada)	jah

D-hepatiidi viiruse RNA (kvantitatiivne)	P-HDV RNA QN	85512-2	EDTA plasma 1 mL	66614	188,26	7 tööpäeva	2-8 °C 10 päeva	jah
Dengue viiruse RNA	S-Dengue RNA	6387-5	Seerum 1 mL	66610	75,2	10 tööpäeva	Toatemperatuuril või 2-8 °C 14 päeva	jah
E-hepatiidi viiruse RNA	HEV RNA	69577-5 (veri)95156-6 (roe)	EDTA veri 2,7 mL, roe 5g	66610	75,2	7 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Echinococcus DNA		A-4321	Aspiraati ja kehavedelikud, biopsia, liikvor 0,5 mL	66610 x 3	225,6	10 tööpäeva	2-8 °C 10 päeva	jah
Emakakaela vähi sõeluuring (HPV NAT paneel (EKV sõeluuring))	HPV NAT paneel screen	L-5470	Tsütoloogiline materjal	66644	38,05	10 tööpäeva	Toatemperatuuril 1 kuu	ei
Positiivse HPV korral teostatakse automaatselt LBC uuring (HK kood 66821).								
Enteroviiruste RNA	Entero RNA	29591-5	EDTA veri 2 mL, roe 5 g, kurgukaabe	66610	75,2	7 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Epstein-Barr viiruse DNA	EBV DNA	5005-4	EDTA veri 2,7 mL	66610	75,2	3 tööpäeva	2-8 °C 8 päeva	jah
ESBL, karbapeneem- ja vankomütisiinresistentsuse paneel rektaalkaapes	RE-ESBL Carba Vanco DNA paneel	L-5580	Rektaalkaabe	66608 x 2	45,22	3 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva	ei
G-hepatiidi viiruse RNA	P-HGV RNA	16937-5	EDTA plasma 3 mL	66610	75,2	5 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva	jah

Helicobacter pylori DNA, klaritromütsiin- ja flourokinoloonide-tundlikkuse paneel	Bx-H pylori gen paneel	L-5609	Biopsia	66610	75,2	14 tööpäeva	2-8 °C 3 nädalat, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
HIV Resistentsus	P-HIV Resistentsus	53798-5	EDTA plasma 2 mL	66618 x 2	684,32	14 tööpäeva	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 6 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
HIV1 INI resistentsumutatsioonid	P-HIV1 INI mut	61199-6	EDTA plasma 2,7 mL	66618	342,16	14 tööpäeva	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 6 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
HPV NAT paneel		L-2712	Tsütoloogiline materjal 20 mL	66612	38,05	10 tööpäeva	Toatemperatuuril 1 kuu	ei
Positiivse HPV korral teostatakse automaatselt LBC uuring (HK kood 66822).								
Inimese herpesviiruse 6 DNA	B-HHV6 DNA	29495-9	EDTA veri 2,7 mL	66612	38,05	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 4 päeva (NB! mitte külmutada)	jah
Inimese herpesviiruse 7 DNA	B-HHV7 DNA	44423-2	EDTA veri 2,7 mL	66612	38,05	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 4 päeva (NB! mitte külmutada)	jah
Inimese herpesviiruse 8 DNA	B-HHV8 DNA	49403-9	EDTA veri 2,7 mL	66612	38,05	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 4 päeva, 2-8 °C 10 päeva (NB! mitte külmutada)	jah

Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA (kvantitatiivne)	P-HIV1 RNA QN	20447-9	EDTA plasma 5 mL	66611	129,89	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult. Eraldage plasma 24 tunni jooksul pärast vere võtmist.	ei
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 2. tüübi RNA (kvantitatiivne)	P-HIV2 RNA QN	A-4770	EDTA plasma 2,7 mL	66614	188,26	7 tööpäeva	Toatemperatuuril või 2-8 °C 24 tundi, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Inimese papilloomiviiruse DNA, kõrge riskiga genotüüp	HPV DNA genot	49896-4	Emakakaela kanalikaabe, tupekaabe, täpsustamata kehavedelik	66612	38,05	2 tööpäeva	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Karbapenemide resistentsuse DNA paneel	IS-Carba DNA panel	L-5386	Isolaat	66608	22,61	3 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva	ei
Leetriveriiruse RNA	XXX-Measles RNA	48508-6	Liikvor 0,3 mL	66610	75,2	5 tööpäeva	4 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

Lihtherpese viiruse 1. ja 2. tüübi ja tuulerõugeviiruse DNA paneel	HSV1, HSV2, VZV DNA paneel	L-4821	Emakakaela kanali-, tupe-, haavandi, ureetraakaabe, uriin (esmasjoo) 5 mL, villisisu, kehavedelik (täpsustamata)	66608 x 2	45,22	2	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Meningiidit ekitajate DNA/RNA paneel liikvoris	CSF-Meningitis pathogen DNA/RNA paneel	L-5476	Liikvor 0,5 mL	66610 x 4	300,8	1 tööpäev	Toatemperatuuril 12 tundi	jah
Mikrobioomi uuring	St-gut microbiome		Roe		205	30 tööpäeva	Toatemperatuuril 5 päeva, pike maajaliselt 2-8 °C	jah
Mycoplasma genitalium DNA		69935-5	Emakakaela kanali-, rektaal-, kurgu-, tupe-, ureetraakaabe, uriin (esmasjoo) 10-20 mL, sperma 0,5-1,0 mL, kehavedelik (täpsustamata)	66608	22,61	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei



Mycoplasma hominis, Ureaplasma sp DNA paneel	M hominis, Ureaplasma sp DNA paneel	L-5530	Emakakaela kanali-, rektaal-, kurgu-, tupe-, ureet rakaabe, uriin (esmasjoa) 5 mL, sperma 0,5-1,0 mL, kehavedelik (täpsusmat a)	66608 x 2	45,22	2	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Nahaseente DNA paneel		L-2698	Küüne-, nahakaabe, juuksed, kehavedelik (täpsustamata)	66608 x 3	67,83	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 7 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Neisseria gonorrhoeae DNA		24111-7	Emakakaela kanali-, rektaal-, kurgu-, tupe-, ureet rakaabe, uriin (esmasjoa) 10-20 mL, sperma 0,5-1,0 mL, kehavedelik (täpsustamata)	66608	22,61	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Parvoviirus B19 DNA	Parvo B19 DNA	9571-1	EDTA veri 2,7 mL, seerum 1 mL	66608	22,61	10 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
SARS koroonaviirus 2 RNA	SARS-CoV-2 RNA	94309-2	Ninaneelukaabe, kurgu loptusvedelik	66610	75,20	2 tööpäeva	2-8 °C 3 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei

Sooleparasiitide DNA paneel roojas	St-Enteric Parasite DNA panel	L-5000	Roe	66608 x 3	67,83	2 tööpäeva	2-8 °C 2 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Sooleviiruste RNA/DNA paneel		L-3866	Roe	66608 x 4	90,44	2 tööpäeva	2-8 °C 2 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
STLI DNA haavandi paneel (HSV1, HSV2, T. pallidum, H.ducreyi, C. trachomatis LGV, CMV)	STDI DNA ulcer panel	L-3001	Emakakaela kanali-, tupe-, haavandi, ureetraabe, uriin (esmasjoo) 10-20 mL, villisisu, kehavedelik (täpsustamata)	66608 x 3	67,83	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
STLI DNA paneel (C. trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, T.vaginalis)	STDI DNA panel	L-2999	Emakakaela kanali-, rektaal-, kurgu-, tupe-, ureetraabe, uriin (esmasjoo) 10-20 mL, sperma 0,5-1,0 mL, kehavedelik (täpsustamata)	66608 x 4	90,44	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Toxoplasma gondii DNA		29904-0	Amnionivedelik 0,5-1 mL, liikvor 0,5-1 mL	66608	22,61	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah

Trichomonas vaginalis DNA		69937-1	Emakakaela kanali-, rektaal-, kurgu-, tupe-, ureet rakaabe, uriin (esmasjoa) 10-20 mL, sperma 0,5-1,0 mL, kehavedelik (täpsustamata)	66608	22,61	2 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Tsütomegaloviiruse DNA	CMV DNA	5000-5	EDTA veri, seerum, kurgukaabe, amnionivedelik, biopsia, korionimaterjal	66610	75,2	3 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Tsütomegaloviiruse DNA (kvantitatiivne)	B-CMV DNA QN	33006-8	EDTA veri 2,7 mL	66611	129,89	7 tööpäeva	Toatemperatuuril v?i 2-8 °C 7 päeva (NB! mitte külmutada)	jah
Tsütomegaloviiruse DNA uriinis	U-CMV DNA	5000-5	Uriin 10 mL	66610	75,2	5 tööpäeva	Toatemperatuuril v?i 2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Tuulerõugeviiruse DNA	VZV DNA	11483-5	Haavandikaabe, villisisu, liikvor 0,5-1 mL	66608	22,61	2 tööpäeva	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei

Ureaplasma DNA paneel	Ureaplasma DNA panel	L-2982	Emakakaela kanali-, tupe-, rektaal, ureetra-, kurgukaabe, uriin (esmasjoa) 5 mL, sperma 0,5-1 mL, kehavedelik (täpsustamata)	66608 x 2	45,22	2 tööpäeva	2-8 °C 4 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Vankomütsiin-resistentsuse (VanA, VanB) paneel	IS-Vanco (VanA, VanB) panel	L-5356	Isolaat	66608	22,61	3 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva	ei
Zika viiruse RNA		79190-5	Seerum/EDTA plasma 1 mL, uriin 10 mL, sperma 0,5-1,0 mL	66610	75,2	5 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
<b>RAVIMISEIRE UURINGU D</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimat erjali säilivuse ja transporditingimused</b>	<b>Vahendatav</b>
Digoksiin	S-Digox	10535-3	Seerum 1 mL	66143	17,15	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Karbamasepiin	S-Carba	3432-2	Seerum 1 mL	66143	17,15	1 tööpäev	2-8 °C 2 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Klosapiin	S-Clozap	6896-5	Seerum 1 mL	66144 x 2	58,26	6 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah

Lamotrigiin	S-Lamotr	6948-4	Seerum 1 mL	66144	29,13	5 tööpäeva	Eritarvik: geelita hüü bimisaktiva atoriga katsuti □ küsida laborist, toa temperatuuril 5 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Valproaat	S-Valp	4086-5	Seerum 1 mL	66143	17,15	1 tööpäev	2-8 °C 2 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Vigabatriin	S-Vigabatr		Seerum 1 mL	66144	29,13	3 tööpäeva	toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	jah
<b>ROOJA UURINGU D</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimaterjali säilivuse ja transportitingimused</b>	<b>Vahendatav</b>
Beeta-defensiin 2 roojas	St-bDefens		Roe 5 g	66709	32,62	14 tööpäeva	Toatemperatuuril 2 päeva, 2-8 °C 7 päeva, sügavkülmutatult 4 nädalat	jah
Elastaas 1 (pankreasetsiifiline) roojas	St-pE1	25907-7	Roe 5 g	66709	32,62	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult	ei

Histamiin roojas	St-Histamine	A-5207	Roe 5 g		61,5	7 tööpäeva	Toatemperatuuril 48 tundi, sügavkülmutatult 14 päeva	jah
Kalprotektiin roojas	St-Calpro	38445-3	Roe 1-2 g	66709	32,62	5 tööpäeva	Toatemperatuuril 3 päeva	ei
M2-püruvaatkinaas roojas	St-M2PK	100654-3	Roe 5 g	66709	32,62	6 tööpäeva	2-8 °C 24 tundi, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Peitveri roojas (kvantitatiivne)	St-Hb QN	A-4359	Roe 10 mg	66209	13,84	1 tööpäev	Toatemperatuuril 5 päeva, 2-8 °C 7 päeva (NB! mitte külmutada)	ei
Sekretoorne IgA roojas	St-sIgA	A-5206	Roe 5 g		17,8	5 tööpäeva	Toatemperatuuril v?i 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Zonuliin roojas	St-Zonulin	A-5081	Roe 5 g		69,8	5 tööpäeva	Toatemperatuuril v?i 2-8 °C 4 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
<b>TASULISE D TEENUSE D</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimaterjali säilivuse ja transporditingimused</b>	<b>Vahendata v</b>
Allergoloog-immunoloogilise konsultatsioon					72			

Koroonaviiruse sertifikaadi väljastamine				3	1 tööpäev		
Laboriarsti eel- ja järelkonsultatsioon				63			
Laboriarsti eelkonsultatsioon				42			
Laboriarsti konsultatsioon				42			
Mikrobioloogilise proovi võtmine				7			
Sertifikaadi või mittestandardse vastuse väljastamine eesti või võõrkeeles				9	1 tööpäev		
Tähtid kirja edastamine postiga Eesti piires, kuni 250 gr				6	3 tööpäeva		
Tähtid kirja edastamine postiga Soome piires, kuni 250 gr				11	5 tööpäeva		
Veeni- ja kapillaarvere võtmine				7			

TERVISEKONTROLLI PAKETID	Lühend	LOINC	Uuritav materjal ja kogus	HK kood	Hind (€)	Vastuse saamise maksimum aeg **	Proovimat erjali säilivuse ja transpordi tingimused	Vahendata v
Alkoholi mõju pakett		L-5222			84	3 tööpäeva		ei
Antioksidantide pakett		L-3544			176	7 tööpäeva		jah
Kehvveresuse pakett (aneemia pakett)		L-3741			86	7 tööpäeva		ei
Kilpnäärme pakett		L-3822			35	3 tööpäeva		ei
Kolesterooli pakett		L-5478			19	1 tööpäev		ei
Kõrvetiste pakett		L-5255			127	7 tööpäeva		ei
Küpse naise tervis ekontroll		L-5460			119	2 tööpäeva		ei
Laktoositalumatuse ja tsöliaakia pakett		L-3545			94	5 tööpäeva		ei
Laktoositalumatuse pakett		L-5428			77	5 tööpäeva		ei
Last sooviva mehe pakett		L-5269			145	5 tööpäeva		ei
Last sooviva naise nakku shaiguste pakett		L-5270			93	7 tööpäeva		jah



Last sooviva naise pakett		L-5271			75	3 tööpäeva		ei
Last sooviva naise suguh aiguste pakett		L-5272			102	5 tööpäeva		ei
Maksapake tt		L-3821			55	3 tööpäeva		ei
Mehe tervis ekontroll		L-5433			123	2 tööpäeva		ei
Mineraalain ete pakett		L-3543			201	14 tööpäeva		jah
Naise tervise- ja ilupakett		L-5434			166	7 tööpäeva		jah
Noorsportla ne Pluss pakett		L-5500			101	5 tööpäeva		jah
Noorsportla se pakett		L-5499			51	1 tööpäev		ei
Organismi v astupanuvõ imet hindav pakett		L-5415			324	10 tööpäeva		jah
Partnerpak ett Activate		L-5429			75	3 tööpäeva		ei
Pikema sõpruse pakett 35+ mehele		L-5372			73	3 tööpäeva		ei
Pikema sõpruse pakett kuni 35a mehele		L-5370			59	3 tööpäeva		ei
Podagrahai ge jälgimise pakett		L-5505			26	2 tööpäeva		ei

Putukamürkide allergia pakett		L-3825			54	3 tööpäeva		ei
Puukborreli oosi pakett		L-3824			63	5 tööpäeva		ei
Rasvhapete pakett		L-3787			111	14 tööpäeva		jah
Reumaatilise haige jälgimise pakett		L-5506			32	2 tööpäeva		ei
Südamepakett		L-3546			66	3 tööpäeva		ei
Südamepakett pluss		L-5479			152	7 tööpäeva		jah
Sugulisel teel levivate nakkushaiguste pakett		L-5368			145	5 tööpäeva		ei
Taimetoitlaste pakett		L-3823			115	3 tööpäeva		ei
Terviseriski pakett		L-3538			93	2 tööpäeva		ei
Terviseriski pakett lapsele		L-3541			51	3 tööpäeva		ei
Tervisesportlase pakett		L-3542			60	3 tööpäeva		ei
Toiduallergia pakett		L-3826			87	3 tööpäeva		ei
Tolmuallergia pakett		L-3827			74	5 tööpäeva		ei
Tsöliaakia pakett		L-5427			26	2 tööpäeva		ei

TOKSIKOL OOGILISE D JA METALLID E UURINGU D	Lühend	LOINC	Uuritav materjal ja kogus	HK kood	Hind (€)	Vastuse saamise maksimum aeg **	Proovimat erjali säilivuse ja transpordi tingimused	Vahendata v
Berüllium	S-Be	5594-7	Seerum 1 mL	66145	95,1	10 tööpäeva	2-8 °C 4 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Fluoriid	S-F	5649-9	Seerum 2 mL	66709	32,62	10 tööpäeva	Toatempera tuuril 24 tundi, 2-8 °C 9 päeva, pikemaajali selt sügavk ülmutatult	jah
Höbe	S-Ag	5734-9	Seerum 1 mL	66145	95,1	10 tööpäeva	2-8 °C 4 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Mangaan	S-Mn	5683-8	Seerum 1 mL	66145	95,1	4 tööpäeva	Toetemperat uuril 14 päeva, 2-8 °C v?i süga vkülmutatul t 3 kuud	jah
Mangaan veres	B-Mn	5681-2	Hepariinveri 3 mL (Li- v?i Na-hepariini sisaldusega katsuti)	66145	95,1	4 tööpäeva	2-8 °C 4 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Pallaadium	S-Pd	60119-5	Seerum 1 mL	66145	95,1	10 tööpäeva	2-8 °C 4 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah

Plaatina	B-Pt		EDTA veri 2 mL	66145	95,1	5 tööpäeva	Toetemperatuuril v?i 2-8 °C piiramata ajal	jah
Plii veres	B-Pb	5671-3	Hepariiniveri 2,7 mL (Li-v?i Na-hepariini sisaldusega katsuti)	66145	95,1	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Raskemetal lide pakett	U-HMetal	40772-6	Uriin 10 mL		173	7 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Seleen	S-Se	5724-0	Seerum 1 mL	66145	95,1	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Seleen veres	B-Se	5722-4	Hepariiniveri 3 mL (Li-v?i Na-hepariini sisaldusega katsuti)	66145	95,1	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Tsink	S-Zn	5763-8	Seerum 1 mL	66145	95,1	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
Tsink veres	fB-Zn	8245-3	Paastuveri 2 mL (Li-v?i Na-hepariini sisaldusega katsuti)	66145	95,1	4 tööpäeva	Toetemperatuuril, 2-8 °C v?i sügavkülmutatult 3 kuud	jah
Vask	S-Cu	14665-4	Seerum 1 mL	66145	95,1	5 tööpäeva	Toetemperatuuril 7 päeva, pike majaliselt 2-8 °C v?i sügavkülmutatult	jah

Vask uriinis	U-Cu	5632-5	Uriin 10 mL	66145	95,1	7 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Vask veres	B-Cu	47100-3	Hepariiniveri 3 mL (Li-v?i Na-hepariini sisaldusega katsuti)	66145	95,1	4 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva	jah
<b>TSÜTOLOOGILISED UURINGUD</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimaterjali säilivuse ja transporditingimused</b>	<b>Vahendatav</b>
Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi poolt hinnatud patoloogiline günekoloogiline uuring		19765-7	Günekotsütoloogiline äie (fikseerida alkoholiga)	66811	17,93	30 tööpäeva	Toatemperatuuril, saatmine transportkarbis	ei
Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija poolt hinnatud günekotsütoloogiline uuring (1 lokalisatsioon)		19765-7	Günekotsütoloogiline äie (fikseerida alkoholiga)	66807	12,8	30 tööpäeva	Toatemperatuuril, saatmine transportkarbis	ei

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi poolt hinnatud günekoloogiline uuring		19765-7	Günekotsütooloogiline äie (fikseerida alkoholiga)	66809	18,14	30 tööpäeva	Toatemperatuuril, saatmine transportkarbis	ei
Patoloogi poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)		32785-8	Tsütoloogiline materjal	66810	17,68	10 tööpäeva	2-8 °C 24 tundi	jah
Skriinija poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)		32785-8	Tsütoloogiline materjal	66808	6,03	10 tööpäeva	2-8 °C 24 tundi	jah
Vedelikupõhine günekoloogiline uuring pärast HPV kodutesti e makakaelavähi sõeluuringus	XXX-LBC	47527-7	Tsütoloogiline materjal 20mL	66820	25,33	10 tööpäeva	Toatemperatuuril 1 kuu	ei
Vedelikupõhine tsütoloogia	XXX-LBC	47527-7	Tsütoloogiline materjal 20 mL	66822	25,33	10 tööpäeva	Toatemperatuuril 1 kuu	ei
<b>URIINI UURINGU D</b>	<b>Lühend</b>	<b>LOINC</b>	<b>Uuritav materjal ja kogus</b>	<b>HK kood</b>	<b>Hind (€)</b>	<b>Vastuse saamise maksimum aeg **</b>	<b>Proovimaterjali säilivuse ja transporditingimused</b>	<b>Vahenddata v</b>
Albumiini ööpäevases uriinis	dU-Alb	14956-7	Uriin (ööpäevane) 10 mL	66117	4,38	1 tööpäev	2-8 °C 6 päeva	ei

NB! Märkida saatelehele uriini kogus ja kogumisaeg.								
Albumiini ja kreatiini suhe	U-Alb/Crea	30000-4	Uriin 10 mL	66117, 66102	6,92	1 tööpäev	2-8 °C 6 päeva	ei
Amfetamiin uriinis	U-Amp	19261-7	Uriin 3 mL	66141	6,32	4 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Amülaas uriinis	U-Amyl	1799-6	Uriin 5 mL	66106	2,63	1 tööpäev	Toatempera tuuril 24 tundi, 2-8 °C 3 päeva	ei
Barbituraadid uriinis	U-Bar	19270-8	Uriin 3 mL	66141	6,32	4 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Bensodiasepiinid uriinis	U-Bzd	14316-4	Uriin 3 mL	66141	6,32	4 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Kaltsium ööpäevases uriinis	dU-Ca	14637-3	Uriin (ööpäevane) 10 mL	66107	2,63	1 tööpäev	Toatempera tuuril 2 päeva, 2-8 °C 4 päeva, sügavkülmu tatult 3 nädalat	ei
NB! Märkida saatelehele uriini kogus ja kogumisaeg.								
Kannabinoiidid uriinis	U-THC	18282-4	Uriin 3 mL	66141	6,32	4 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Kokaiin uriinis	U-Coc	19359-9	Uriin 3 mL	66141	6,32	4 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei

Kreatiniin uriinis	U-Crea	14683-7	Uriin 10 mL	66102	2,54	1 tööpäev	Toatempera tuuril 2 päeva, 2-8 °C 6 päeva, pikemaajali selt sügavkülmutatult	ei
Opiaadid uriinis	U-Mop	19295-5	Uriin 3 mL	66141	6,32	4 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Porfüüria paneel uriinis	U-PORF panel	L-4296	Uriin 40 mL	66102, 66136 x 4	339,46	7 tööpäeva	2-8 °C 2 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult (NB! Proovi hoida pimedas)	jah
Sõltuvusained uriinis	U-DOA panel	L-2716	Uriin 3 mL	66141 x 6	37,92	4 tööpäeva	2-8 °C 5 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Uriini ribaanalüüs	U-Strip	50556-0	Uriin (keskjoa) 10 mL	66207	3,36	1 tööpäev	2-8 °C 4 tundi (uriinitopsis), 2-8 °C 8 tundi (uriinik atsutis)	ei
Uriini sademe mikroskoopia	U-Sed-m panel	24356-8	Uriin (keskjoa) 10 mL	66208	6,57	1 tööpäev	2-8 °C 4 tundi (uriinitopsis), 2-8 °C 8 tundi (uriinik atsutis)	ei
Uriini voolut sütomeetria		50554-5	Uriin (esmasjoa, keskjoa või eesnäärme massaapi järgne uriin) 10 mL	66718	38,4	1 tööpäev	2-8 °C 8 tundi	ei



VETERINARIA	Lühend	LOINC	Uuritav materjal ja kogus	HK kood	Hind (€)	Vastuse saamise maksimum aeg **	Proovimat erjali säilivuse ja transpordi tingimused	Vahendata v
Hemogramm	B-CBC-Diff vet		EDTA veri 2 mL	66202	4,81	1 tööpäev	Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 2 päeva	ei
Koera T4	S-canT4		Seerum 1 mL		20	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Koera TSH	S-canTSH		Seerum 1 mL		20	1 tööpäev	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	ei
Mikrobioloogiline külv (kompleksanalüüs looma kliinikutele)					44	5 tööpäeva		ei
Seleen	S-Se vet		Seerum 0,5 mL	66145	95,1	5 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva, pike maajaliselt sügavkülmutatult	jah
Tsink	S-Zn vet		Seerum 0,5 mL	66145	95,1	4 tööpäeva	2-8 °C 7 päeva	jah
VITAMIINI D JA LISAIKID	Lühend	LOINC	Uuritav materjal ja kogus	HK kood	Hind (€)	Vastuse saamise maksimum aeg **	Proovimat erjali säilivuse ja transpordi tingimused	Vahendata v

Beetakarot een	S-B- karoteen	2053-7	Paastuseer um 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatempera tuuril 2 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajali selt sügavk ülmutatult (NB! Proovi hoida pimedas)	jah
Biotiin	S-Biotin	1980-2	Seerum 1 mL	66709	32,62	5 tööpäeva	Toatempera tuuril 5 päeva, 2-8 °C 1 kuu, pi kemaajalise lt sügavkül mutatult (NB! Proovi hoida pimedas)	jah
Koensüüm Q10	S-CoQ10	27923-2	Seerum 1 mL	66709	32,62	5 tööpäeva	Toatempera tuuril 2 päeva, 2-8 °C 3 nädalat, pik emaajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Üldine antio ksüdantide sisaldus plasmas	P-TAC		EDTA plasma 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	2-8 °C 2 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	jah
Üldine oksüdantide sisaldus plasmas	P-PEROX		EDTA plasma 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Sügavkülmu tatult 1 kuu	jah
Vitamiin A	S-Vit A	2923-1	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva (NB! Proovi hoida pimedas)	jah

Vitamiin B1	B-Vit B1	32554-8	EDTA veri 2,7 mL	66709	32,62	5 tööpäeva	2-8 °C 4 päeva, süg avkülmutat ult 14 päeva	jah
Vitamiin B12	S-Vit B12	14685-2	Paastuseer um 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	Toatempera tuuril 3 päeva, 2-8 °C 7 päeva	ei
Vitamiin B2	B-Vit B2	6695-1	EDTA veri 2,7 mL	66709	32,62	4 tööpäeva	2-8 °C 4 päeva, süg avkülmutat ult 14 päeva	jah
Vitamiin B3	S-Vit B3	18244-4	Seerum 1 mL	66709 x 2	65,24	7 tööpäeva	Toatempera tuuril 12 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajali selt sügavk ülmutatult	jah
Vitamiin B6	S-Vit B6	62236-5	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatempera tuuril 24 tundi, 2-8 °C 3 päeva, sügavkülmu tatult 10 päeva	jah
Vitamiin B6 veres	B-Vit B6	A-3688	EDTA veri 2,7 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatempera tuuril 24 tundi, 2-8 °C 7 päeva, sügavkülmu tatult 1 kuu	jah
Vitamiin C	S-Vit C	1903-4	Seerum 1 mL	66709	32,62	5 tööpäeva	Sügavkülmu tatult 14 päeva (NB! Proovi hoida pimedas)	jah

Vitamiin D	S-Vit D (25-OH)	60493-4	Seerum 1 mL	66707	10,49	1 tööpäev	Toatempera tuuril 3 päeva, 2-8 °C 12 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Vitamiin D (1,25-OH)	S-Vit D (1,25-OH)	14566-4	Seerum 1 mL	66709	32,62	3 tööpäeva	Toatempera tuuril 48 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult	ei
Vitamiin D2 (25-OH)	S-Vit D2 (25-OH)	47094-8	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	Toatempera tuuril 3 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajali selt sügavk ülmutatult	jah
Vitamiin D3 (25-OH)	S-Vit D3 (25-OH)	1989-3	Seerum 1 mL	66707	10,49	4 tööpäeva	Toatempera tuuril 3 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajali selt sügavk ülmutatult	jah
Vitamiin E	S-Vit E	47791-9	Seerum 1 mL	66709	32,62	7 tööpäeva	2-8 °C 14 päeva, pike maajaliselt sügavkülmu tatult (NB! Proovi hoida pimedas)	jah

Vitamiin K	S-Vit K	3129-4	Seerum 1 mL	66709 x 2	65,24	5 tööpäeva	Toatemperaatuuril 2 päeva, 2-8 °C 14 päeva (NB! Proovi hoida pimedas)	jah
Vitamiin K2	S-Vit K2	A-5539	Seerum 1,5 mL	66709 x 2	65,24	5 tööpäeva	Toatemperaatuuril 24 tundi, 2-8 °C 3 päeva, sügavkülmutatult 1 kuu	jah