

■ PATSIENDI ANDMEDNimi _____

Isikukood _____

Sugu N M

Diagnoos _____

■ TELLIJA ANDMEDSaatev asutus _____

Osakond _____

Arst _____

Tel _____

■ Proovimaterjal: tupekaabe (DNA/RNA Shield™ proovikogumistarvik)

Võtmise kuupäev _____ kellaaeg _____

Antud uuringu korrektseks analüüsiks on vajalik ka patsiendi tupe pH määramine.

- 1) Võtke pH-aplikaator pakendist välja. Enne kasutamist on testiväli kahvatu-kollast värvi. Ärge kasutage pH-aplikaatorit, kui testiväli on teist värvi.
- 2) Sisestage pH-aplikaator ettevaatlikult 2–3 cm sügavusele tuppe ja suruge see vastu tupe tagaseina ligikaudu kümneks sekundiks.
- 3) Lugege pH-väärtus testiväljalt värviskaala abil ja kandke see antud vormil Tupe pH lahtrisse.
- 4) Steriilse DNA/RNA Shield™ proovikogumise tampooniga hõõruda tupe limaskestast ja võtta tupeeritist tupe tagumisest võlvist 2-3 cm sügavuselt pöörava liigutusega.
- 5) Asetage tampoon proovikogumise puhvrise, murra tampoon ettenähtud murdekohast ja sulge toru.
- 6) Proovinõu markeerida ribakoodi või patsiendi isikuandmetega

VAGINAALSE MIKROBIOOTA JA PATOGEENIDE DNA PANEEL

Tulemuste interpretatsiooni jaoks vajab labor vastuseid küsimustele:

- Tupe pH: _____
- Menopaus: JAH EI
- Menstruaaltsükli faas: Follikulaarfaas Ovulatsioon Luteaalfaas
- Raseduse kestus (nädalates): _____
- Hormoonasendusravi: JAH EI
- Sümptomid või kliinilised näidustused: _____

